



## Instrument

A Bact/ALERT Reflectance Standard kit is provided with each instrument for the QC and Calibration procedures. All quality control should be part of normal system maintenance. Refer to the Bact/ALERT User Manual for more information.

## LIMITATIONS OF THE TEST

Many variables involved in mycobacterial testing cannot be practically controlled to provide total confidence that results obtained are due solely to proper or improper performance of any culture medium or detection system.

- Cultures obtained for primary diagnosis after initiation of antimicrobial therapy may produce negative results.
- Recovery of mycobacteria in the Bact/ALERT MP bottles is dependent on the quality of the specimen collected, the numbers of culturable organisms in the specimen volume, and the method of processing. Adherence to procedural instructions is critical for optimum recovery of mycobacteria.
- Organisms are often few in numbers. Collection of specimens over three consecutive days is generally recommended.
- Improper processing/decontamination or delays in transport of specimens can result in an overgrowth of bacteria which could lead to a contaminated broth culture. The entire culture medium can become contaminated if even one viable bacterium is present in the specimen after processing.
- Contaminants resistant to the antibiotics contained in the MB/Bact Antibiotic Supplement may be encountered.
- Colony morphology and pigmentation should only be determined on solid media.
- Bact/ALERT MP culture bottles with a positive signal may contain one or more species of mycobacteria and/or other non-mycobacterial species. In mixed mycobacteria cultures in broth, a slow grower may be out-competed by a fast grower or the culture discarded early after the rapid grower is detected. Identification of mycobacteria present requires subculture and additional procedures to identify organisms present. The consistency of microscopic morphology in Bact/ALERT MP culture bottles has not been established.
- Contamination with saprophytic mycobacteria in tap water or other laboratory reagents and equipment may cause "clinically" false positive results (recovery of mycobacteria not in the clinical specimen).
- Decontamination by the N-Acetyl-L-Cysteine-Sodium Hydroxide method is recommended. Other decontamination methods have not been tested in conjunction with Bact/ALERT MP culture medium. Digestant-decontaminant reagents may have harmful effects on mycobacteria.
- Mycobacteria may vary in acid-fastness depending on strain, age of culture, and other variables. All bottles with a positive Bact/ALERT MP signal or appearing turbid should be subcultured to both mycobacterial selective and nonselective media. Non-mycobacterial species may overgrow mycobacteria present. Such culture bottles should be decontaminated and recultured.
- Bact/ALERT MP culture bottles are incubated at 35°C precluding the recovery of mycobacteria requiring other incubation temperatures (e.g., *M. marinum*, *M. ulcerans*, and *M. haemophilum*). Recovery of such organisms requires additional culture methods. Organisms with special growth requirements (e.g., *M. haemophilum*) may not be recovered in Bact/ALERT MP bottles when incubated at the appropriate temperature. The following isolates have been recovered in analytical studies: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. gordonae*, and *M. xenopi*. The ability of the Bact/ALERT MP bottles to recover other uncommon isolates is unknown.
- Ground tissue samples are difficult to inoculate into Bact/ALERT MP culture bottles with safety needles and syringes. In order to ensure adequate inoculation, tissue specimens must be ground finely enough to permit adequate inoculation of the material into the Bact/ALERT MP bottles. In addition, it may be advantageous to use larger gauge safety needles, or remove the removable closure, aseptically add the ground specimen and apply a Reseal to the Bact/ALERT MP culture bottle. If contamination of ground tissue samples is suspected, decontaminate and process prior to adding to Bact/ALERT MP bottles. This will allow maximum recovery of mycobacteria that may be present.
- Prolonged incubation or the addition of Mycobactin J may be required when *M. malmoense* or *M. genavense* is suspected. *M. malmoense* and *M. genavense* are known to require extended incubation past the normal schedules employed by many U.S. laboratories.<sup>2</sup>
- The Antibiotic Supplement, although necessary for the testing of most specimens, may inhibit the growth of some mycobacteria.
- False negative rates from bioMérieux's clinical evaluation were 0.2 %.

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF THE TEST

Seeded studies were performed using the following organisms at levels of  $\leq 10^6$  CFU/bottle and  $\leq 10^2$  CFU/bottle.

Microorganism	Inoculum (CFU/bottle)	Time to Detection (days) <sup>1</sup>	
		Bact/ALERT MP (Plastic)	MP
<b>TB Complex</b>			
<i>M. tuberculosis</i> (4 strains)			
	$\leq 10^6$	5.6 – 10.3	
	$\leq 10^2$	13.7 – 18.8	
<i>M. bovis</i> (2 strains)			
	$\leq 10^6$	7.1 – 7.8	
	$\leq 10^2$	14.4 – 17.4	
<b>Photochromogens (Runyoun I)</b>			
<i>M. kansasii</i> (2 strains)			
	$\leq 10^6$	7.4 – 8.8	
	$\leq 10^2$	13.1 – 15.0	
<i>M. simiae</i>			
	$\leq 10^6$	4.1	
	$\leq 10^2$	8.9	
<b>Scotochromogens (Runyoun II)</b>			
<i>M. gordonae</i>			
	$\leq 10^6$	14.1	
	$\leq 10^2$	23.7	
<i>M. xenopi</i> (2 strains)			
	$\leq 10^6$	10.3 – 13.8	
	$\leq 10^2$	19.9 – 25.9 <sup>2</sup>	
<i>M. scrofulaceum</i> (2 strains)			
	$\leq 10^6$	12.6 – 23.3	
	$\leq 10^2$	20.7 – NG <sup>3</sup>	
<b>Nonchromogens (Runyoun III)</b>			
<i>M. avium</i> (4 strains)			
	$\leq 10^6$	4.2 – 6.8	
	$\leq 10^2$	10.2 – 15.9	
<i>M. intracellulare</i> (4 strains)			
	$\leq 10^6$	5.6 – 7.1	
	$\leq 10^2$	10.8 – 16.2	
<i>M. malmoense</i>			
	$\leq 10^6$	15.4	
	$\leq 10^2$	21.9	
<b>Rapid Growers (Runyoun IV)</b>			
<i>M. chelonae</i>			
	$\leq 10^6$	2.2	
	$\leq 10^2$	4.1	
<i>M. fortuitum</i> (2 strains)			
	$\leq 10^6$	3.5 – 4.1	
	$\leq 10^2$	3.9 – 8.9	

<sup>1</sup> Each organism was tested with MB/Bact Antibiotic Supplement. Testing was performed for single bottles at  $10^6$  and in triplicate at  $\leq 10^2$ . Data listed represent a range of values from multiple strains, except for *M. simiae*, *M. gordonae*, *M. malmoense*, and *M. chelonae* where data for individual organism is given.

<sup>2</sup> One of three bottles showed no growth after 42 days; value given is average of two bottles.

<sup>3</sup> One organism tested showed no growth for three of three bottles after 42 days.

## REFERENCES

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuselis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: Bact/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## AVAILABILITY

### bioMérieux

#### Bact/ALERT® MP

100/case

REF 259797

#### MB/Bact® Antibiotic Supplement Kit

100 tests/kit

REF 259760

#### MB/Bact® Antibiotic Supplement

5 vials/kit

#### MB/Bact® Reconstitution Fluid

5 vials/kit

#### Bact/ALERT® Reseal

100 units/box

REF 259787

For technical assistance in the U.S.A., contact bioMérieux Customer Service at 1-800-682-2666. Outside the U.S.A., contact your local bioMérieux Representative.

bioMérieux, the blue logo, and Bact/ALERT are used, pending, and/or registered trademarks belonging to bioMérieux SA or one of its subsidiaries.

Amphyl is a registered trademark of the Linden Corporation.

ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection.



bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

July 2008



## KVALITETSKONTROL

Et 'Certificate of Conformance' (overensstemmelsecertifikat), som angiver at vækstpræstationen er tilfredsstillende for *M. tuberculosis* ATCC 25177 og *M. intracellulare* 13950, er vedlagt hver kasse BacT/ALERT MP dyrkningsflasker. Nye partier eller leveringer af BacT/ALERT MP-dyrkningsflasker eller -reagenser kan kvalitetskontrolleres efter modtagelsen. Se CLS/NCCLS M22-A3 for oplysninger om relevante kvalitetskontrolorganismer. Følg proceduren for flaskeforberedelse og inokulation:

1. Tilsæt 0,5 ml rehydreret MB/BacT Antibiotic Supplement til hver BacT/ALERT MP dyrkningsflaske som kræves til testning.
2. Inokulér repræsentative flasker med 0,5 ml af kontrolorganismer fortyndet til  $10^4$  CFU/ml i steril, fysiologisk saltvand eller steril, Middlebrook 7H9 bouillon uden supplement (godkendt lotnummer).
3. Efter opnåelse af forventede resultater kan de resterende flasker anvendes til testning af kliniske prøver. Hvis forventede resultater ikke opnås, kontakt bioMérieux kundeservice.

## Instrument

Et BacT/ALERT reflekstandsstandard sæt leveres med hvert instrument til kvalitets- og kalibreringsprocedurerne. Al kvalitetskontrol bør udføres en del af almindelig systemvedligeholdelse. Der henvises til brugerhåndbogen til BacT/ALERT.

## TESTBEGREBSNINGER

Mange variable, der er involverede i mycobakteriel testning, kan ikke praktisk kontrolleres, så der kan opnås fuld tillid til, at de opnåede resultater udelukkende er opstået pga. korrekt eller ukorrekt funktion af ét af dyrkningsmedierne eller detektionssystemet.

1. Efter påbegyndelsen af antimikrobiel behandling kan dyrkninger, som er indhentet med henblik på primær diagnose, give negative resultater.
2. Genfindning af mycobakterier i BacT/ALERT MP flaskerne er afhængig af kvaliteten af den indhentede prøve, antallet af dyrkbare organismer i prøveløbet og bearbejdningsmetoden. Overholdelse af proceduremæssige vejledninger er afgørende for optimal genfindning af mycobakterier.
3. Antallet af organismer er ofte lavt. Det anbefales generelt at tage prøver over tre sammenhængende dage.
4. Forkert bearbejdning/dekontamination, eller forsinkelser i transporten af prøver, kan resultere i en for stærk bakterievækst, hvilket kan føre til en kontamineret dyrkningsbouillon. Hele dyrkningsmediet kan blive kontamineret, hvis bare én levedygtig bakterie er til stede i prøven efter bearbejdning.
5. Kontamineret, der er modstandsdygtige overfor antibiotika indeholdt i MB/BacT Antibiotic Supplement, kan forekomme.
6. Kolonimorfologi og pigmentering må ikke kun bestemmes på fast medie.
7. BacT/ALERT MP-dyrkningsflasker, som er blevet tilkendegivet som positiv, kan indeholde én eller flere mycobakterier og/eller ikke-mycobakterielle arter. I blandede dyrkninger med mycobakterier i bouillon kan en langsomt voksende bakterie blive udkonkurreret af en hurtigt voksende bakterie, eller dyrkningen kan blive bortkastet før tid, efter at den hurtigt voksende bakterie er blevet detekteret. Identifikation af tilstedeværende mycobakterier kræver udsåning og yderligere procedurer for at identificere tilstedeværende organismer. Pålideligheden af mikroskopisk morfologi i BacT/ALERT MP dyrkningsflasker er ikke blevet fastslået.
8. Kontaminering med saprofytære mycobakterier fra postevand eller andre laboratoriereagenser og udstyr kan give "klinisk" falske positive resultater (genfindning af mycobakterier, som ikke forefindes i den kliniske prøve).
9. Dekontaminering med N-acetyl-L-cystein-natriumhydroxid anbefales. Andre dekontamineringsmetoder er ikke blevet testet sammen med BacT/ALERT MP dyrkningsmedium. Fordøjende dekontamineringsreagenser kan skade mycobakterier.
10. Mycobakterier kan variere i syrefasthed afhængig af stamme, dyrkningens alder og andre variable. Alle flasker, som er blevet tilkendegivet som positive af BacT/ALERT MP systemet, eller som ser uklare ud, skal udsås på både mycobakterielt selektive og ikke-selektive medier. Ikke-mycobakterielle arter kan vokse for stærkt i forhold til tilstedeværende mycobakterier. Sådanne dyrkningsflasker skal dekontamineres og gendrykes.
11. BacT/ALERT MP dyrkningsflasker inkuberes ved 35 °C, hvilket udelukker genfindning af mycobakterier, som kræver andre inkubationstemperaturer (f.eks. *M. marinum*, *M. ulcerans*, *M. haemophilum*). Genfindning af sådanne organismer kræver yderligere dyrkningsmetoder. Organismer med specielle krav til vækst (f.eks. *M. haemophilum*), kan muligvis ikke genfindes i BacT/ALERT MP flasker, selvom de inkuberes ved den rette temperatur. Følgende isolater er blevet genfundet i analyserende undersøgelser: *M. tuberculosis*, *M. avium*, *M. intracellulare*, *M. chelonae*, *M. fortuitum*, *M. kansasii*, *M. xenopi*, *M. bovis*, *M. goodii* og *M. simiae*. BacT/ALERT MP flaskernes evne til at genfinde andre usædvanlige isolater kendes ikke.
12. Prøver med findelt væv er svære at inokulere i BacT/ALERT MP dyrkningsflasker med sikkerhedskanyle og sprøjter. For at sikre tilstrækkelig inokulation skal vævsprøver tilstrækkeligt findelt til at en passende mængde af materialet kan inokuleres i BacT/ALERT MP flaskerne. Derudover kan det være fordelagtigt at anvende store sikkerhedskanylestørrelser, eller fjerne det aftagelige låg og aseptisk tilsætte den findelte prøve, og derefter bringe en genførsel på BacT/ALERT MP dyrkningsflasken. Hvis der er mistanke om kontaminering af prøver med findelt væv, skal de dekontamineres og behandles, inden de overføres til BacT/ALERT MP-flasker. Dette muliggør maksimal genfindning af mycobakterier, som eventuelt er til stede.
13. Forlængt inkubation, eller tilsættelse af Mycobactin J, kan kræves når *M. malmoense* eller *M. genovense* mistænkes. *M. malmoense* og *M. genovense* er kendt som krævende forlængt inkubation udover de almindelige tider, som benyttes af mange amerikanske laboratorier.<sup>2</sup>
14. Det antibiotiske supplement kan muligvis hæmme væksten af visse mycobakterier på trods af supplementets nødvendighed i testningen af de fleste prøver.
15. Ved bioMérieux's kliniske evaluering var andelen af falske negative 0,2 %.

## TESTENS PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

Der blev udført undersøgelser med udsåninger med de følgende organismer ved niveauer på  $\leq 10^6$  CFU/flaske og  $\leq 10^2$  CFU/flaske.

Mikroorganisme	Inokulum (CFU/flaske)	Detektionstid (dage) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (Plastik)
<b>TB kompleks</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Fotokromogene (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Scotokromogene (Runyoun II)</b>		
<i>M. goodii</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,5
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Ikke-pigmenterede (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Hurtigt voksende bakterier (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Hver organisme blev testet med MB/BacT antibiotisk supplement. Testning blev udført for enkeltflasker ved  $\leq 10^6$  og testet tre gange ved  $\leq 10^2$ . De anførte data repræsenterer et værdiområde fra flere stammer, med undtagelse af *M. simiae*, *M. goodii*, *M. malmoense*, og *M. chelonae*, hvor data for individuelle organismer er angivet.

<sup>2</sup> Den ene af tre flasker viste ingen vækst efter 42 dage. Den opgavne værdi er et gennemsnit af to flasker.

<sup>3</sup> En organisme, som blev testet, viste ingen vækst i tre ud af tre flasker efter 42 dage.

## LITTERATURENHVISNINGER

1. Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
2. Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
3. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
4. Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuelli G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
5. Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
6. Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
7. Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31 (4): 767-770, 1993.
8. Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7),1608-1612.
9. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office, Washington: Feb 2007.
10. Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## BESTILLING

### bioMérieux

#### BacT/ALERT<sup>®</sup> MP

100/kasse

REF 259797

#### MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit

100 tests/kit

REF 259760

#### MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement

5 hætteglas/sæt

#### MB/BacT<sup>®</sup> Reconstitution Fluid

5 hætteglas/sæt

#### BacT/ALERT<sup>®</sup> Reseal

100 enheder/kasse

REF 259787

For teknisk assistance i USA kontaktes til bioMérieux kundeservice på 1-800-682-2666. Uden for USA kontaktes den lokale repræsentant fra bioMérieux.

bioMérieux, det blå logo og BacT/ALERT er anvendt, anmeldte og/eller registrerede varemærker tilhørende bioMérieux SA eller et af dets datterselskaber.

Amphyl er et registreret varemærke tilhørende Linden Corporation.

ATCC er et registreret varemærke tilhørende American Type Culture Collection.



bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

Juli 2008



- Kulturen, die nach der maximalen Testdauer ein negatives Signal aufweisen, müssen visuell auf Trübung untersucht werden. Wenn der Inhalt der Flasche trüb ist, entnehmen Sie unter aseptischen Bedingungen eine Probe für die Säurefestigkeitsfärbung und legen Sie gemäß den Richtlinien Ihres Labors Subkulturen an. Flaschen, die keine Trübung aufweisen, können entsorgt werden. Dekontaminieren Sie alle Flaschen vor der Entsorgung.
- Erläuterungen dazu, wie Kulturfalaschen in das MB/BacT bzw. BacT/ALERT 3D-Gerät geladen und daraus entnommen werden, enthält das Benutzerhandbuch.
- BacT/ALERT-Kulturfalaschen nicht wieder verwenden.** Entsorgen Sie die inokulierten BacT/ALERT-Kulturfalaschen gemäß den Vorschriften Ihres Labors. Inokulierte BacT/ALERT-Flaschen können autoklaviert und/oder verbrannt werden.<sup>9</sup>

## ERGEBNISSE

Ob das Ergebnis einer Kulturfalasche positiv oder negativ ist, wird durch die Entscheidungssoftware des MB/BacT- bzw. BacT/ALERT 3D-Mykobakterienachweissystems bestimmt. Nach dem Starten des Systems laufen alle Vorgänge automatisch ab. Der Anwender braucht nur die vom Gerät angezeigten Ergebnisse abzuwarten.

Ergebnisbefunde	Befund
Signal +/-AFB-Ausstrich +	AFB positiv, Identifizierung ausstehend
Signal +/-AFB-Ausstrich -	Kein Befund, oder Probe mit nichtmykobakteriellen Organismen kontaminiert, Vorhandensein/Nichtvorhandensein von AFB kann nicht bestimmt werden

Erstellen Sie einen vorläufigen Befund erst, nachdem Sie eine Säurefestigkeitsfärbung durchgeführt haben.

## QUALITÄTSKONTROLLE

Jede Packung BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen enthält eine Konformitätserklärung, die das zufriedenstellende Wachstum von *M. tuberculosis* ATCC 25177 und *M. intracellulare* ATCC 13950 zertifiziert. Nach Erhalt können neue Chargen bzw. Lieferungen von BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen oder Reagenzien für die Qualitätskontrolle getestet werden. Informationen über geeignete Qualitätskontrolllinien finden Sie in den CLSI-/NCCLS-Richtlinien M22-A3. Gehen Sie wie folgt vor, um die Flasche vorzubereiten und zu inokulieren:

- Fügen Sie jeder zu testenden BacT/ALERT MP-Kulturfalasche 0,5 ml rekonstituiertes MB/BacT Antibiotic Supplement hinzu.
- Inokulieren Sie die repräsentativen Flaschen mit 0,5 ml der auf 10<sup>6</sup> KBE/ml in steriler physiologischer Kochsalzlösung oder steriler Middlebrook 7H9-Bouillon (genehmigte Charge) ohne Zusätze verdünnten Kontrollkeime.
- Verwenden Sie nach dem Erhalt der erwarteten Ergebnisse die verbleibenden Flaschen zum Testen der klinischen Proben. Wenn die erwarteten Ergebnisse nicht erzielt werden, wenden Sie sich an den Kundendienst von bioMérieux.

## Gerät

Mit jedem Gerät wird ein BacT/ALERT-Reflexionsstandard-Kit für Qualitätskontrolle und Kalibrierung mitgeliefert. Alle Qualitätskontrollverfahren sollten als Bestandteil der routinemäßigen Systemwartung durchgeführt werden. Weitere Informationen hierzu enthält das BacT/ALERT-Benutzerhandbuch.

## BESCHRÄNKUNGEN DES TESTVERFAHRENS

Zahlreiche Variablen im Mykobakterien-Testverfahren sind in der Praxis nicht kontrollierbar, so dass keine absolute Sicherheit besteht, dass die erhaltenen Ergebnisse ausschließlich auf die einwandfreie bzw. verminderte Leistung des Kulturmediums oder Nachweissystems zurückzuführen sind.

- Kulturen, die nach Beginn der antimikrobiellen Therapie für die Primärdiagnose entnommen werden, können zu negativen Ergebnissen führen.
- Der Nachweis von Mykobakterien in den BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen ist von der Qualität der entnommenen Probe und der Anzahl kultivierbarer Keime im Probenvolumen sowie von der Nachweismethode abhängig. Die strikte Einhaltung der Verfahrensanweisungen ist für einen optimalen Nachweis von Mykobakterien entscheidend.
- Die Zahl der Organismen ist häufig gering. Die Gewinnung von Proben über einen Zeitraum von drei aufeinander folgenden Tagen wird allgemein empfohlen.
- Eine unzureichende Aufbereitung/Dekontamination oder Verzögerungen beim Transport der Proben können zu einem übermäßigen Wachstum von Bakterien und letztendlich zu einer kontaminierten Bouillonkultur führen. Das gesamte Kulturmedium kann kontaminiert werden, wenn auch nur ein lebensfähiges Bakterium nach der Aufbereitung in der Probe vorhanden ist.
- Es können Kontaminanten auftreten, die gegenüber den im MB/BacT Antibiotic Supplement enthaltenen Antibiotika resistent sind.
- Morphologie und Pigmentierung einer Kolonie sollten ausschließlich auf festen Medien bestimmt werden.
- BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen mit einem positiven Signal können eine oder mehrere Spezies Mykobakterien und/oder andere nichtmykobakterielle Spezies enthalten. In Kulturen mit verschiedenen Mykobakterien in Bouillon setzen sich möglicherweise schnell wachsende Organismen gegenüber langsam wachsenden durch, oder die Kultur wurde gleich als nicht verwertbar eingestuft, nachdem die schnell wachsenden Organismen erkannt worden waren. Die Identifizierung vorhandener Mykobakterien erfordert die Subkultivierung und weitere Verfahren zur Identifizierung von Keimen. Die Konsistenz der mikroskopischen Morphologie in den BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen ist nicht definiert.
- Eine Kontamination mit saprophytischen Mykobakterien im Leitungswasser oder anderen Laborreagenzien und Geräten kann zu falsch positiven „klinischen“ Ergebnissen führen (Nachweis von Mykobakterien, die nicht in der klinischen Probe enthalten sind).
- Die Dekontamination mit der N-Acetyl-L-Cystein-Natriumhydroxid-Methode wird empfohlen. Andere Dekontaminierungsmethoden wurden in Verbindung mit dem BacT/ALERT MP-Kulturmedium nicht getestet. Der Einsatz digestiv dekontaminierender Reagenzien kann negative Auswirkungen auf die Mykobakterien haben.
- Die Säurefestigkeit von Mykobakterien kann je nach Stamm, Alter der Kultur und anderen Variablen unterschiedlich sein. Alle Flaschen, die ein positives BacT/ALERT MP-Signal oder eine Trübung aufweisen, sollten sowohl in mykobakteriell selektiven als auch nichtselektiven Medien subkultiviert werden. Nichtmykobakterielle Spezies können vorhandene Mykobakterien überdecken. Kulturfalaschen, bei denen dies der Fall ist, sollten dekontaminiert und neu kultiviert werden.
- Die BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen werden bei 35 °C inkubiert, was einen Nachweis von Mykobakterien, die andere Inkubationstemperaturen erfordern, verhindert (z. B. *M. marinum*, *M. ulcerans* und *M. haemophilum*). Der Nachweis dieser Mikroorganismen erfordert zusätzliche Kulturmethoden. Mikroorganismen mit besonderen Wachstumsanforderungen (z. B. *M. haemophilum*) können möglicherweise in BacT/ALERT MP-Flaschen nicht nachgewiesen werden, selbst wenn sie mit der richtigen Temperatur inkubiert werden. Die folgenden Isolate wurden in analytischen Studien nachgewiesen: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. goodii* und *M. xenopi*. Die Eignung der BacT/ALERT MP-Flaschen für den Nachweis anderer weniger häufig vorkommender Isolate ist nicht bekannt.
- Gewebeproben sind mit Sicherheitskanülen und Spritzen nur schwierig in die BacT/ALERT MP-Kulturfalaschen zu inokulieren. Um eine ordnungsgemäße Inokulierung sicherzustellen, müssen die Gewebeproben fein genug zerleinert werden, damit das Material korrekt in die BacT/ALERT MP-Flaschen inokuliert werden kann. Außerdem ist es eventuell ratsam, Sicherheitskanülen mit einem größeren Durchmesser zu verwenden. Alternativ können Sie den abnehmbaren Verschluss unter aseptischen Bedingungen entfernen, das feine Probenmaterial hinzugeben und einen Reseal-Verschluss auf die BacT/ALERT MP-Kulturfalasche setzen. Wenn der Verdacht auf eine Kontamination der Gewebeproben besteht, muss das Material vor dem Inokulieren der BacT/ALERT MP-Flaschen dekontaminiert und aufbereitet werden. Dadurch wird ein optimaler Nachweis vorhandener Mykobakterien ermöglicht.
- Eine längere Inkubationsdauer und die Zugabe von Mycobactin J sind möglicherweise erforderlich, wenn der Verdacht auf *M. malmoense* oder *M. genavense* besteht. *M. malmoense* und *M. genavense* erfordern eine Inkubationsdauer, die über die normalerweise in US-amerikanischen Labors üblichen Inkubationszeiten hinausgeht.<sup>2</sup>
- Der Antibiotikazusatz ist zwar für das Testen der meisten Proben erforderlich, kann jedoch das Wachstum einiger Mykobakterien hemmen.
- Der Anteil falsch negativer Ergebnisse betrug bei von bioMérieux durchgeführten klinischen Tests 0,2 %.

## LEISTUNGSDATEN DES TESTS

Inokulationsstudien wurden mit den folgenden Mikroorganismen bei Konzentrationen von  $\leq 10^6$  KBE/Flasche und  $\leq 10^2$  KBE/Flasche durchgeführt.

Mikroorganismus	Inokulum (KBE/Flasche)	Für den Nachweis erforderlicher Zeitraum (Tage) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (Kunststoff)
<b>TB-Komplex</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 Stämme)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 Stämme)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Photochromogen (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 Stämme)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Scotochromogen (Runyoun II)</b>		
<i>M. goodii</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 Stämme)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 Stämme)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Nicht chromogen (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 Stämme)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 Stämme)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Schnell wachsend (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 Stämme)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

- Jeder Mikroorganismus wurde mit MB/BacT Antibiotic Supplement getestet. Die Tests wurden für einzelne Flaschen bei  $\leq 10^6$  und dreifach bei  $\leq 10^2$  durchgeführt. Die angegebenen Daten stellen einen Bereich von Werten mehrerer Stämme dar, mit Ausnahme von *M. simiae*, *M. goodii*, *M. malmoense* und *M. chelonae*, für die Daten einzelner Mikroorganismen angegeben werden.
- Eine von drei Flaschen zeigte nach 42 Tagen kein Wachstum, der angegebene Wert ist der Mittelwert zweier Flaschen.
- Ein getesteter Mikroorganismus zeigte in drei von drei Flaschen nach 42 Tagen kein Wachstum.

## LITERATURHINWEISE

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BC, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculous mycobacteria, in Mahon CR, Manuells G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7): 1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in ISENBERG HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## BESTELLINFORMATIONEN


<b>bioMérieux</b>		
<b>BacT/ALERT<sup>®</sup> MP</b>	Packung à 100 Stück	 REF 259797
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit</b>	Kit für 100 Bestimmungen	 REF 259760
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement</b>	5 Fläschchen/Kit	
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Reconstitution Fluid</b>	5 Fläschchen/Kit	
<b>BacT/ALERT<sup>®</sup> Reseal</b>	100 Einheiten/Box	 REF 259787

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Kundendienstvertretung von bioMérieux (außerhalb der USA an die nächstgelegene Vertretung, innerhalb der USA unter der Rufnummer 1-800-682-2666).

bioMérieux, das blaue Logo und BacT/ALERT sind aktuell genutzte, angemeldete und/oder registrierte Marken von bioMérieux SA oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

Amphyl ist eine eingetragene Marke der Linden Corporation.

ATCC ist eine eingetragene Marke der American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

Juli 2008









## Resultados comunicados

Resultados	Informe
Señal +/-baciloscopia para BAAR +	BAAR positivo; pendiente de identificación
Señal +/-baciloscopia para BAAR -	Sin informe; o muestra contaminada con microorganismos no micobacterianos; no se puede determinar la presencia/ausencia de BAAR

Sólo deben comunicarse resultados preliminares después de realizar una tinción acidorresistente.

## CONTROL DE CALIDAD

Con cada caja de frascos de cultivo BacT/ALERT MP se proporciona un certificado de conformidad en el que se indica el rendimiento del crecimiento satisfactorio de *M. tuberculosis* ATCC 25177 y *M. intracellulare* ATCC 13950. Tras su recepción, puede realizarse un análisis de control de calidad de los lotes o envíos nuevos de reactivos o frascos de cultivo BacT/ALERT MP. En la norma CLSI/NCCLS M22-A3 se indican los microorganismos de control de calidad adecuados. Debe seguirse el procedimiento de preparación e inoculación del frasco:

- Añadir 0,5 ml de suplemento antibiótico MB/BacT rehidratado a cada frasco de cultivo BacT/ALERT MP necesario para el análisis.
- Inocular frascos representativos con 0,5 ml de los microorganismos de control, diluidos a  $10^4$  UFC/ml en solución salina fisiológica estéril o caldo de Middlebrook 7H9 sin enriquecer estéril (lote aprobado).
- Si se obtienen los resultados previstos, utilizar los frascos restantes para el análisis de muestras clínicas. Si no se obtienen los resultados previstos, contactar con el servicio de atención al cliente de bioMérieux.

## Instrumento

Con cada instrumento se proporciona una caja de patrones de reflectancia BacT/ALERT para los procedimientos de calibración y control de calidad. Todos los controles de calidad deben formar parte del mantenimiento normal del sistema. Consultar el manual de usuario de BacT/ALERT para obtener más información.

## LIMITACIONES DE LA PRUEBA

Existen muchas variables implicadas en el análisis micobacteriano que no pueden controlarse en la práctica para proporcionar una confianza total de que los resultados obtenidos se deban exclusivamente a un rendimiento apropiado o inapropiado de un sistema de detección o de un medio de cultivo concreto.

- Los cultivos obtenidos para diagnóstico primario después del inicio del tratamiento antimicrobiano pueden producir resultados negativos.
- La recuperación de micobacterias en los frascos de cultivo BacT/ALERT MP depende de la calidad de la muestra recogida, del número de microorganismos cultivables presentes en el volumen de la muestra y del método de procesamiento. Para conseguir una recuperación óptima de micobacterias es esencial seguir las instrucciones del procedimiento.
- Los microorganismos a menudo están presentes en un número bajo. Generalmente se recomienda la recogida de muestras durante tres días consecutivos.
- Un procesamiento o descontaminación inadecuados o un retraso en el transporte de las muestras pueden causar un sobrecrecimiento de bacterias que podría dar lugar al cultivo de un caldo contaminado. Puede contaminarse todo el medio de cultivo aunque sólo haya una bacteria viable en la muestra después del procesamiento.
- Pueden encontrarse contaminantes resistentes a los antibióticos contenidos en el suplemento antibiótico MB/BacT.
- La morfología y la pigmentación de las colonias sólo debe determinarse en medios de cultivo sólidos.
- Los frascos de cultivo BacT/ALERT MP con una señal positiva pueden contener una o más especies de micobacterias y otras especies no micobacterianas. En los cultivos micobacterianos mixtos en caldos, un microorganismo de crecimiento lento puede ser superado competitivamente por un microorganismo de crecimiento rápido, o puede haberse desechado el cultivo poco después de la detección del microorganismo de crecimiento rápido. La identificación de las micobacterias presentes requiere un subcultivo y procedimientos adicionales para identificar los microorganismos presentes. No se ha determinado la uniformidad de la morfología microscópica en los frascos de cultivo BacT/ALERT MP.
- La contaminación con micobacterias saprofitas presentes en el agua corriente o en otros reactivos y equipos del laboratorio puede causar resultados "clínicamente" falsamente positivos (sin recuperación de micobacterias en la muestra clínica).
- Se recomienda la descontaminación con el método de N-acetil-L-cisteína-hidróxido sódico. No se han probado otros métodos de descontaminación con el medio de cultivo BacT/ALERT MP. Los reactivos de digestión-descontaminación pueden tener efectos nocivos sobre las micobacterias.
- La acidorresistencia de las micobacterias puede variar dependiendo de la cepa, la antigüedad del cultivo y otras variables. Todos los frascos con una señal positiva del instrumento BacT/ALERT MP o que parezcan turbios deben subcultivarse en medios de cultivo micobacterianos selectivos y no selectivos. Puede producirse el sobrecrecimiento de especies no micobacterianas sobre las micobacterias presentes. Estos frascos de cultivo deben descontaminarse y volver a cultivarse.
- Los frascos de cultivo BacT/ALERT MP se incuban a 35 °C, lo cual impide la recuperación de micobacterias que requieran otras temperaturas de incubación (p. ej., *M. marinum*, *M. ulcerans* y *M. haemophilum*). La recuperación de estos microorganismos requiere métodos de cultivo adicionales. Es posible que no se recuperen microorganismos con requisitos de crecimiento especiales (como *M. haemophilum*) en los frascos BacT/ALERT MP si se incuban a la temperatura adecuada. En estudios analíticos se han recuperado las siguientes cepas: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. goodii* y *M. xenopi*. Se desconoce la capacidad de los frascos BacT/ALERT MP de recuperar otras cepas infrecuentes.
- Las muestras de tejido pulverizadas son difíciles de inocular en frascos de cultivo BacT/ALERT MP con jeringas y agujas de seguridad. Para garantizar una inoculación adecuada, las muestras de tejido deben pulverizarse suficientemente para permitir la inoculación adecuada del material en los frascos BacT/ALERT MP. Además, puede ser útil usar agujas de seguridad de mayor calibre, o retirar el cierre extrable, añadir mediante una técnica aséptica la muestra pulverizada y aplicar un precinto al frasco de cultivo BacT/ALERT MP. Si se sospecha la contaminación de muestras de tejido pulverizadas, descontaminar y procesar antes de añadir a los frascos de cultivo BacT/ALERT MP. Esto permitirá una recuperación máxima de las micobacterias que pueda haber.
- Puede ser necesaria una incubación prolongada o la adición de Mycobactin J si se sospecha la presencia de *M. malmoense* o *M. genavense*. *M. malmoense* y *M. genavense* requieren un período de incubación ampliado superior a las pautas normales utilizadas por muchos laboratorios de Estados Unidos<sup>3</sup>.
- El suplemento antibiótico, aunque necesario para el análisis de la mayoría de las muestras, puede inhibir el crecimiento de algunas micobacterias.
- Las tasas de resultados falsamente negativos en la evaluación clínica de bioMérieux fueron del 0,2%.

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LA PRUEBA

Se realizaron estudios de siembra utilizando los siguientes microorganismos a niveles de  $\leq 10^6$  UFC/frasco y  $\leq 10^2$  UFC/frasco.

Microorganismo	Inóculo (UFC/frasco)	Tiempo de detección (días) <sup>1</sup>
		BacT/ALERT MP (Plástico)
<b>Complejo TB</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 cepas)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 cepas)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Fotocromógenas (Runyon I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 cepas)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Escotocromógenas (Runyon II)</b>		
<i>M. goodii</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 cepas)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 cepas)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>No cromógenas (Runyon III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 cepas)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 cepas)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Micobacterias de crecimiento rápido (Runyon IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 cepas)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Se analizó cada microorganismo con el suplemento antibiótico MB/BacT. Se realizó un análisis para frascos únicos a  $\leq 10^6$  y por triplicado a  $\leq 10^2$ . Los datos mostrados representan un intervalo de valores de varias cepas salvo en los casos de *M. simiae*, *M. goodii*, *M. malmoense* y *M. chelonae*, para los que se muestran datos de microorganismos individuales.

<sup>2</sup> Uno de tres frascos no mostró crecimiento después de 42 días; el valor mostrado es la media de dos frascos.

<sup>3</sup> Un microorganismo analizado no mostró crecimiento en ninguno de los tres frascos después de 42 días.

## BIBLIOGRAFÍA

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## DISPONIBILIDAD

### bioMérieux


BacT/ALERT <sup>®</sup> MP	100/caja	REF 259797
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit	100 pruebas/caja	REF 259760
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement	5 viales/caja	
MB/BacT <sup>®</sup> Reconstitution Fluid	5 viales/caja	
BacT/ALERT <sup>®</sup> Reseal	100 unidades/caja	REF 259787

Para obtener asistencia técnica en Estados Unidos, póngase en contacto con el Servicio técnico de bioMérieux en el número de teléfono 1-800-682-2666. Fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con el representante local de bioMérieux.

bioMérieux, el logotipo azul y BacT/ALERT son marcas comerciales utilizadas, en trámite y/o registradas de bioMérieux SA o una de sus filiales.

Amphyl es una marca registrada de Linden Corporation.

ATCC es una marca registrada de American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969  
©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

Julio de 2008



- Si des organismes non-mycobactériens sont visibles sur la coloration de Gram, faire subir au contenu du flacon une nouvelle procédure de décontamination et l'inoculer dans un nouveau flacon de culture BacT/ALERT MP, ou l'éliminer et prélever un autre échantillon pour la culture. Si le nouveau flacon de culture BacT/ALERT MP montre de nouvelle une croissance des organismes non-mycobactériens, le mettre au rebut et obtenir un nouvel échantillon de culture.
- Les cultures signalées négatives pendant la durée maximale de test doivent être visuellement examinées pour contrôler leur trouble. Si le contenu du flacon est trouble, prélever stérilement un échantillon à des fins de coloration acido-alcoolo-résistante et de repiquage conformément au protocole en vigueur dans le laboratoire. Les flacons ne présentant aucun trouble peuvent être éliminés. Décontaminer tous les flacons avant élimination.
- Les procédures de chargement et de déchargement des flacons de culture dans le système MB/BacT ou l'instrument BacT/ALERT 3D sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas réutiliser les flacons de culture BacT/ALERT.** Éliminer les flacons de culture BacT/ALERT inoculés conformément au protocole du laboratoire. L'autoclavage et/ou l'incinération des flacons BacT/ALERT inoculés est adéquat.<sup>9</sup>

## RÉSULTATS

La positivité ou négativité des flacons de culture est déterminée par un logiciel de prise de décision résidant dans le système MB/BacT ou les systèmes de détection des mycobactéries BacT/ALERT 3D. Aucune intervention n'est requise jusqu'à ce que l'instrument signale des flacons de culture positifs ou négatifs.

### Rapports des résultats

Résultats	Rapport
Signal +, étalement AFB +	AFB positif ; en instance d'identification
Signal +, étalement AFB -	Pas de rapport ; ou échantillon contaminé par des organismes non-mycobactériens ; impossible de déterminer la présence/absence d'AFB

N'indiquer les résultats préliminaires qu'une fois la coloration acido-alcoolo-résistante effectuée.

## CONTRÔLE DE QUALITÉ

Un certificat de conformité est fourni avec chaque boîte de flacons de culture BacT/ALERT MP indiquant une croissance satisfaisante de *M. tuberculosis* ATCC 25177 et de *M. intracellulare* ATCC 13950. Dès réception, un contrôle de qualité des nouveaux lots de réactifs ou de flacons de culture BacT/ALERT MP peut être effectué. Se reporter au document M22-A3 du CLSI/NCCLS pour connaître les organismes de contrôle de qualité appropriés. Suivre la procédure d'inoculation et de préparation des flacons :

- Ajouter 0,5 ml de supplément antibiotique réhydraté MB/BacT à chaque flacon de culture BacT/ALERT MP nécessaire pour le test.
- Inoculer dans les flacons représentatifs 0,5 ml des organismes de contrôle, dilués à 10<sup>8</sup> UFC/ml dans une solution saline stérile ou un milieu liquide Middlebrook 7H9 (lot approuvé) stérile sans supplément.
- Si les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus, utiliser les flacons restants pour tester les échantillons cliniques. Si les résultats obtenus diffèrent des résultats attendus, contacter le service client de bioMérieux.

### Instrument

Un coffret d'étalons de réflectance BacT/ALERT est fourni avec chaque instrument pour les procédures de CQ et d'étalonnage. Tout contrôle de qualité doit s'inscrire dans le cadre d'une maintenance normale du système. Consulter le manuel d'utilisation de l'instrument BacT/ALERT pour plus d'informations.

## LIMITES DU TEST

En pratique, les nombreux paramètres intervenant dans le dépistage des mycobactéries ne permettent pas d'affirmer avec certitude que les résultats obtenus sont dus uniquement aux qualités propres d'un milieu de culture ou d'un système de détection.

- Les cultures obtenues dans le cadre d'un diagnostic primaire faisant suite à un traitement antimicrobien récemment débuté peuvent produire des résultats négatifs.
- L'isolement des mycobactéries dans les flacons BacT/ALERT MP est fonction de la qualité de l'échantillon prélevé, du nombre d'organismes cultivables présents dans le volume d'échantillon et de la méthode de traitement appliquée. L'observation des consignes de procédures est cruciale pour réaliser un isolement optimal des mycobactéries.
- Les organismes sont souvent très peu nombreux. Il est généralement recommandé de prélever des échantillons sur une période de trois jours consécutifs.
- Le traitement ou une décontamination incorrecte ou le transport différé des échantillons peut avoir pour conséquence une prolifération bactérienne susceptible de contaminer un milieu de culture liquide. La présence d'une seule bactérie viable dans l'échantillon après le traitement suffit à contaminer le milieu de culture entier.
- Des contaminants résistants aux antibiotiques contenus dans le supplément antibiotique MB/BacT peuvent être présents.
- La morphologie et la pigmentation des colonies ne doivent être déterminées que sur milieu solide.
- Les flacons de culture BacT/ALERT MP signalés positifs peuvent contenir une ou plusieurs espèces de mycobactéries et/ou d'autres espèces non-mycobactériennes. Dans les cultures mixtes de mycobactéries en milieu liquide, un microorganisme à croissance lente peut être devancé par un microorganisme à croissance rapide ou la culture peut être mise au rebut dès que le microorganisme à croissance rapide est détecté. L'identification des mycobactéries présentes nécessite un repiquage ainsi que la mise en œuvre de procédures supplémentaires d'identification des organismes présents. La constance de la morphologie microscopique dans les flacons de culture BacT/ALERT MP n'a pas été établie.
- La contamination par des mycobactéries saprophytes présentes dans l'eau du robinet ou tout autre réactif et équipement de laboratoire peut produire des résultats « cliniquement » faux positifs (isolement de mycobactéries non issues de l'échantillon clinique).
- Une décontamination par la méthode N-acétyl-L-cystéine-hydroxyde de sodium est recommandée. D'autres méthodes de décontamination n'ont pas été testées conjointement avec le milieu de culture BacT/ALERT MP. Les réactifs de décontamination-digestion peuvent avoir un effet néfaste sur les mycobactéries.
- Les mycobactéries peuvent avoir une acido-alcoolo-résistance différente selon la souche, l'âge de la culture et d'autres paramètres. Il convient de repiquer tous les flacons BacT/ALERT MP signalés positifs ou présentant un trouble dans des milieux mycobactériens sélectifs et non sélectifs. Les espèces non-mycobactériennes peuvent se multiplier plus rapidement que les mycobactéries présentes. Décontaminer et repiquer de tels flacons de culture.
- Les flacons de culture BacT/ALERT MP sont incubés à 35 °C ce qui empêche l'isolement des mycobactéries exigeant d'autres températures d'incubation (p. ex. *M. marinum*, *M. ulcerans* et *M. haemophilum*). Pour isoler de tels organismes, il est nécessaire de faire appel à d'autres méthodes de culture. Il est possible que des organismes nécessitant des conditions de croissance particulières (p. ex., *M. haemophilum*) ne soient pas isolés dans des flacons BacT/ALERT MP, même s'ils sont incubés à la température appropriée. Les isolats suivants ont été obtenus dans le cadre d'études analytiques : *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. goodnae* et *M. xenopi*. La capacité des flacons BacT/ALERT MP à isoler d'autres isolats rares est inconnue.
- Il est difficile d'inoculer des échantillons tissulaires broyés dans des flacons de culture BacT/ALERT MP au moyen d'aiguilles et de seringues de sécurité. Afin d'assurer une inoculation appropriée, les échantillons tissulaires doivent être broyés suffisamment finement pour permettre une inoculation adéquate de l'échantillon dans les flacons BacT/ALERT MP. En outre, il peut être préférable d'utiliser des aiguilles de sécurité de diamètre plus important ou de retirer le bouchon amovible du flacon, d'ajouter stérilement l'échantillon broyé et de placer une bague de ressertissage sur le flacon de culture BacT/ALERT MP. Si une contamination des échantillons tissulaires broyés est suspectée, décontaminer et traiter avant d'ajouter aux flacons BacT/ALERT MP. Ceci permet d'optimiser l'isolement des mycobactéries éventuellement présentes.
- L'incubation prolongée ou l'ajout de Mycobactine J peut s'avérer nécessaire si *M. malmoense* ou *M. genavense* est suspecté. *M. malmoense* et *M. genavense* sont connus pour leur durée d'incubation particulièrement longue, dépassant les périodes d'incubation normales utilisées par la plupart des laboratoires américains.<sup>2</sup>
- Bien que nécessaire pour tester la plupart des échantillons, le supplément antibiotique peut inhiber la croissance de certaines mycobactéries.
- Les taux de faux négatifs résultant de l'évaluation clinique de bioMérieux étaient de 0,2 %.

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES DU TEST

Des études d'ensemencement ont été effectuées avec les organismes suivants à des concentrations ≤ 10<sup>6</sup> UFC/flacon et ≤ 10<sup>2</sup> UFC/flacon.

Microorganisme	Inoculum (UFC/ flacon)	Temps de détection (en jours) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (Plastique)
<b>Complexe TB</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	5,6 – 10,3
	≤ 10 <sup>2</sup>	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	7,1 – 7,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	14,4 – 17,4
<b>Photochromogènes (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	7,4 – 8,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	4,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	8,9
<b>Scotochromogènes (Runyoun II)</b>		
<i>M. goodnae</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	14,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	10,3 – 13,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	12,6 – 23,3
	≤ 10 <sup>2</sup>	20,7 – NC <sup>3</sup>
<b>Nonchromogènes (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	4,2 – 6,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	5,6 – 7,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	15,4
	≤ 10 <sup>2</sup>	21,9
<b>Bactéries à croissance rapide (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	2,2
	≤ 10 <sup>2</sup>	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 souches)	≤ 10 <sup>6</sup>	3,5 – 4,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Chaque organisme a été testé à l'aide du supplément antibiotique MB/BacT. L'ensemble des tests a été réalisé sur des flacons individuels à une concentration ≤ 10<sup>6</sup> et en triple à ≤ 10<sup>2</sup>. Les données indiquées représentent une plage de valeurs correspondant à plusieurs souches, sauf pour *M. simiae*, *M. goodnae*, *M. malmoense* et *M. chelonae* pour lesquels des données sont fournies pour chaque organisme.

<sup>2</sup> L'un des trois flacons n'a présenté aucune croissance au bout de 42 jours ; la valeur indiquée est la moyenne des valeurs des deux autres flacons.

<sup>3</sup> L'un des organismes testés n'a indiqué aucune croissance dans les trois flacons au bout de 42 jours.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimicrobial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## AVAILABILITY DISPONIBILITÉ

### bioMérieux


<b>BacT/ALERT<sup>®</sup> MP</b>	100 par boîte	<span><span><span></span></span></span> REF 259797
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit</b>	Coffret pour 100 tests	<span><span><span></span></span></span> REF 259760
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement</b>	5 flacons par coffret	
<b>MB/BacT<sup>®</sup> Reconstitution Fluid</b>	5 flacons par coffret	
<b>BacT/ALERT<sup>®</sup> Reseal</b>	100 unités par boîte	<span><span><span></span></span></span> REF 259787

Pour toute assistance technique aux États-Unis, contacter le service clientèle de bioMérieux au +1 800 682 2666. Pour les autres pays, contacter un représentant local de bioMérieux.

bioMérieux, le logo bleu et BacT/ALERT sont des marques de commerce utilisées, en attente d'homologation et/ou déposées de bioMérieux SA ou de l'une de ses filiales.

Amphyl est une marque déposée de Linden Corporation.

ATCC est une marque déposée de American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomérieux.com

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

Juillet 2008



## CONTROLLO DI QUALITÀ

Ogni confezione di flaconi BacT/ALERT MP viene fornito di Certificato di Conformità attestante la crescita soddisfacente di *M. Tuberculosis* ATCC 25177 e *M. intracellulare* ATCC 13950. Dopo il ricevimento è possibile eseguire il controllo qualità di nuovi lotti o spedizioni di flaconi BacT/ALERT MP. Consultare CLSI/NCCLS M22-A3 per informazioni sugli appropriati ceppi di Controllo Qualità. Seguire la procedura di preparazione e inoculo del flacone:

1. Versare 0,5 ml di supplemento antibiotico MB/BacT reidratato in ogni flacone BacT/ALERT MP da testare.
2. Inoculare i flaconi con 0,5 ml dei microrganismi di controllo, diluiti a 10<sup>4</sup> UFC/ml con soluzione fisiologica o brodo Middlebrook 7H9 non supplementato sterile (lotta approvato).
3. Una volta ottenuti i risultati attesi, usare i flaconi rimanenti per testare i campioni clinici. Se non si ottengono i risultati attesi, rivolgersi all'assistenza clienti bioMérieux.

## Strumento

Ogni strumento è corredato di un kit BacT/ALERT Reflectance Standard per il controllo di qualità e le procedure di calibrazione. Il controllo di qualità deve far parte della normale manutenzione del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso BacT/ALERT.

## LIMITAZIONI DEL TEST

In pratica, non è possibile controllare le numerose variabili implicate nei test per la ricerca dei micobatteri e avere così la certezza assoluta che i risultati ottenuti siano unicamente imputabili a performance corrette o inappropriate di un terreno di coltura o del sistema di rilevazione.

1. Le colture ottenute per la diagnosi primaria dopo l'inizio di una terapia antibiotica possono produrre risultati negativi.
2. Il recupero di micobatteri nei flaconi BacT/ALERT MP dipende dalla qualità del campione prelevato, dal numero di microrganismi presenti nel volume del campione e dal metodo di trattamento. Il rispetto delle istruzioni procedurali è essenziale ai fini del recupero ottimale dei micobatteri.
3. I microrganismi sono spesso presenti in quantità esigue. Si raccomanda di prelevare i campioni per tre giorni consecutivi.
4. Un trattamento/decontaminazione inappropriati o eventuali ritardi nel trasporto dei campioni possono determinare una crescita eccessiva dei batteri e una conseguente contaminazione del brodo di coltura. L'intero terreno di coltura può contaminarsi anche a causa della presenza di un solo batterio vitale nel campione dopo il trattamento.
5. Nel supplemento antibiotico MB/BacT è possibile riscontrare contaminanti resistenti agli antibiotici.
6. La morfologia e la pigmentazione delle colonie dovrebbero essere determinate su terreno solido.
7. I flaconi BacT/ALERT MP con un segnale positivo, possono contenere una o più specie di micobatteri e/o altre specie diverse dai micobatteri. Nelle colture in brodo di più di una specie di micobatteri, è possibile che una specie a crescita lenta sia mascherata da una specie a crescita rapida oppure che la coltura sia gettata poco dopo la rilevazione della specie a crescita rapida. L'identificazione dei micobatteri presenti richiede una subcoltura e procedure supplementari volte a identificare i microrganismi presenti. La coerenza della morfologia microscopica nei flaconi BacT/ALERT MP non è stata stabilita.
8. La contaminazione con micobatteri saprofiti presenti nell'acqua corrente o in altri reagenti e apparecchiature di laboratorio può causare risultati falsamente positivi dal punto di vista clinico (recupero di micobatteri non presenti nel campione clinico).
9. Si raccomanda la decontaminazione con N-acetil-L-cisteina-idrossido di sodio. Non sono stati testati altri metodi di decontaminazione in associazione con il terreno BacT/ALERT MP. I reagenti di digestione - decontaminazione possono avere effetti nocivi sui micobatteri.
10. La acido-resistenza dei micobatteri può variare in relazione al ceppo, all'età della coltura e ad altri fattori. Tutti i flaconi BacT/ALERT MP con un segnale positivo o che appaiono torbidi, devono essere posti in subcoltura con terreni per micobatteri selettivi e non selettivi. La crescita delle specie diverse dai micobatteri può mascherare quella dei micobatteri presenti. Tali flaconi di coltura devono essere decontaminati e sottoposti a nuova coltura.
11. I flaconi BacT/ALERT MP sono incubati a 35°C per impedire il recupero di micobatteri che richiedono temperature di incubazione diverse (es. *M. marinum*, *M. ulcerans* e *M. haemophilum*). Il recupero di tali microrganismi richiede metodi di coltura supplementari. I microrganismi con particolari esigenze di crescita (es. *M. haemophilum*) possono non essere recuperati nei flaconi BacT/ALERT MP, quando vengono incubati alla temperatura appropriata. I seguenti isolati sono stati recuperati nel corso di studi analitici: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. gordonae* e *M. xenopi*. La capacità dei flaconi BacT/ALERT MP di recuperare altri isolati non comuni è sconosciuta.
12. I campioni da tessuti omogeneizzati sono difficili da inoculare nei flaconi BacT/ALERT MP con siringhe e aghi dotati di sistema di sicurezza. Al fine di garantire un inoculo adeguato del materiale nei flaconi BacT/ALERT MP, i campioni di tessuto devono essere finemente omogeneizzati. Inoltre, può essere utile usare aghi di sicurezza di diametro maggiore oppure togliere la chiusura rimovibile, versare asetticamente il campione omogeneizzato ed applicare una capsula sigillante al flacone BacT/ALERT MP. Se si sospetta contaminazione dei campioni di tessuti omogeneizzati, decontaminare e trattare prima di aggiungere nei flaconi BacT/ALERT MP. Ciò consente di recuperare la quantità massima di micobatteri eventualmente presenti.
13. Se si sospetta la presenza di *M. malmoense* o *M. genavense* potrebbe essere necessaria un'incubazione prolungata o l'aggiunta di Mycobactin J. Tali batteri richiedono un'incubazione prolungata al di là del normale periodo indicato da diversi laboratori statunitensi.<sup>2</sup>
14. Il supplemento antibiotico, seppure necessario per testare la maggior parte dei campioni, può inibire la crescita di alcuni micobatteri.
15. Il tasso di falsi negativi dalle valutazioni cliniche di bioMérieux è dello 0,2%.

## PRESTAZIONI METODOLOGICHE DEL TEST

Sono stati condotti studi inoculando i seguenti microrganismi a concentrazioni  $\leq 10^6$  UFC/flacone e  $\leq 10^2$  UFC/flacone.

Microrganismo	Inoculo (UCF/flacone)	Tempo di rilevazione (giorni) <sup>1</sup>
		BacT/ALERT MP (Plastica)
<b>Complesso TB</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 ceppi)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 ceppi)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Fotocromogeni (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 ceppi)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Scotocromogeni (Runyoun II)</b>		
<i>M. gordonae</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 ceppi)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 ceppi)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Non cromogeni (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 ceppi)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 ceppi)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Microrganismi a crescita rapida (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 ceppi)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Ogni microrganismo è stato testato con il supplemento antibiotico MB/BacT. Il test è stato condotto con flaconi in singolo ad una concentrazione  $\leq 10^6$  e in triplo ad una concentrazione  $\leq 10^2$ . I dati elencati rappresentano un intervallo di valori ottenuti con più ceppi, salvo nel caso di *M. simiae*, *M. gordonae*, *M. malmoense* e *M. chelonae* per i quali i dati forniti sono stati ottenuti da un singolo ceppo.

<sup>2</sup> Uno dei tre flaconi non ha evidenziato alcuna crescita dopo 42 giorni; il valore fornito è la media di due flaconi.

<sup>3</sup> Uno dei microrganismi testati non ha evidenziato alcuna crescita in tre flaconi su tre, dopo 42 giorni.

## BIBLIOGRAFIA

1. Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
2. Metchnikov BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
3. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
4. Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculous mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
5. Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
6. Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
7. Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
8. Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
9. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
10. Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimicrobial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## DISPONIBILITÀ

bioMérieux


BacT/ALERT <sup>®</sup> MP	100/confezione	REF 259797
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit	100 test per Kit	REF 259760
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement	5 flaconi per kit	
MB/BacT <sup>®</sup> Reconstitution Fluid	5 flaconi per kit	
BacT/ALERT <sup>®</sup> Reseal	100 unità per scatola	REF 259787

Per l'assistenza tecnica negli USA, contattare l'assistenza clienti bioMérieux al numero verde +1-800-682-2666. Al di fuori degli USA, contattare il rappresentante locale bioMérieux.

bioMérieux, il logo blu e BacT/ALERT sono marchi utilizzati, in corso di registrazione e/o registrati di proprietà di bioMérieux SA o di una delle sue filiali.

Amphyl è un marchio depositato di Linden Corporation.

ATCC è un marchio depositato di American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

Luglio 2008



## TESTBEGRENSNINGER

Mange variabler involvert i mykobakterietesting kan i praksis ikke kontrolleres for å angi total visshet om at oppnådde resultater utelukkende skyldes korrekt eller ukorrekt ytelse av et av kulturmediene eller deteksjonssystemet.

- Kulturer tatt for primær diagnose etter at antibiotikahandling er påbegynt, kan føre til negative resultater.
- Gjenvinning av mykobakterier i Bact/ALERT MP-flasker avhenger av kvaliteten på prøven som er tatt, antall dyrkbare organismer i prøveløvet, og behandlingsmetoden. Nøye overholdelse av prosedyreinstruksjonene er kritisk for optimal gjenvinning av mykobakterier.
- Antall organismer er ofte lavt. Det anbefales derfor normalt at prøver tas over tre sammenhengende dager.
- Feilbehandling/dekontaminering eller forsinkelser i transport av prøver kan resultere i for stor bakterievekst, noe som kan føre til at buljongkulturen kontamineres. Hele kulturmediet kan kontamineres hvis så mye som en levedyktig bakterie er tilstede i prøven etter behandling.
- Kontaminanter som er motstandsdyktige mot antibiotika i MB/Bact antibiotika supplementet kan forekomme.
- Kolonimorfologi og pigmentering skal kun bestemmes på fast medium.
- Bact/ALERT MP kulturflasker med et positivt signal kan inneholde én eller flere mykobakteriearter og/eller andre ikke-mykobakteriearter. I blandede mykobakteriekulturer i buljong kan en organisme som er langsomtvoksende utkonkurreres av en hurtigvoksende, eller kulturen kasseres for tidlig etter at den hurtigvoksende organismen er blitt påvist. Identifikasjon av tilstedeværende mykobakterier krever subkulturering og tilleggsprosedyrer for å identifisere organismer som er tilstede. Påliteligheten til mikroskopisk morfologi i Bact/ALERT MP-kulturflasker har ikke blitt etablert.
- Kontaminering med saprofytiske mykobakterier fra springvann eller andre laboratoriereagenser og utstyr kan forårsake "klinisk" falsk-positive resultater (gjenvinning av mykobakterier som ikke finnes i den kliniske prøven).
- Dekontaminering med N-acetyl-L-cystein-natrium hydroksid-metoden anbefales. Andre dekontamineringsmetoder har ikke blitt testet i forbindelse med Bact/ALERT MP kulturmiddel. Nedbrytende dekontaminantregenser kan ha skadelige innvirkninger på mykobakterier.
- Mykobakterier kan variere i syrefasthet avhengig av stamme, kulturens alder og andre variabler. Alle flasker med et positivt Bact/ALERT MP-signal eller som viser turbiditet skal subkultiveres til både mykobakterieselektive og ikke-selektive medier. Ikke-mykobakteriearter kan vokse over tilstedeværende mykobakterier. Slike kulturflasker skal dekontamineres og kultiveres på nytt.
- Bact/ALERT MP-kulturflasker inkuberes ved 35 °C for å forhindre gjenvinning av mykobakterier som krever andre inkubasjonstemperaturer (f.eks. *M. marinum*, *M. ulcerans*, og *M. haemophilum*). Gjenvinning av slike organismer krever ytterligere kulturmetoder. Organismer med spesielle krav til vekst (f.eks. *M. haemophilum*) kan muligens ikke gjenvinnes i Bact/ALERT MP-flasker selv om de inkuberes ved riktig temperatur. Følgende isolater har blitt gjenvunnet i analytiske studier: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. gordonae*, og *M. xenopi*. Bact/ALERT MP-flaskenes evne til å gjenvinne andre uvanlige isolater er uklart.
- Det er vanskelig å inokulere Bact/ALERT MP-kulturflasker med malt/mortret vev og sikkerhetskanyer og sprøyter. For å sørge for korrekt inokulering må vevsprøver males fint nok til å tillate korrekt inokulering av materialet i Bact/ALERT MP-flaskene. I tillegg kan det lønne seg å bruke sikkerhetskanyer av større mål, eller å fjerne avtagbare lukkemekanismer, tilføre den malte prøven aseptisk og bruke en gjenforsegling på Bact/ALERT MP-kulturflasken. Hvis det mistenkes at malt/mortret vev er kontaminert, dekontaminer og behandle før tilføring til Bact/ALERT MP-flasker. Dette vil tillate maksimal gjenvinning av tilstedeværende mykobakterier.
- Forlengt inkubering eller tilsetning av Mycobactin J kan være nødvendig når det foreligger mistanke om *M. malmoense* eller *M. genavense*. *M. malmoense* og *M. genavense* er kjente for å kreve forlengt inkubering utover de normale inkuberingsprotokoll som anvendes av mange amerikanske laboratorier.<sup>2</sup>
- Antibiotikasupplementet kan muligens hemme veksten av enkelte mykobakterier, på tross av at supplementet er nødvendig for testing av slike prøver.
- Falske negative resultater fra bioMérieux kliniske evaluering var 0,2 %.

## TESTENS YTELSESEGNSKAPER

Dyrkningsstudier ble utført ved bruk av følgende organismer med volumer på  $\leq 10^6$  CFU/flaske og  $\leq 10^2$  CFU/flaske.

Mikroorganisme	Inokulat (CFU/flaske)	Deteksjonstid (antall dager) <sup>1</sup> Bact/ALERT MP (Plast)
<b>TB kompleks</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Fotokromogener (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Scotokromogener (Runyoun II)</b>		
<i>M. gordonae</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Ikke-kromogener (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 stammer)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Hurtigvoksende bakterier (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 stammer)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Hver organisme ble testet med MB/Bact antibiotika supplement. Testing ble utført enkeltvis for flasker ved  $\leq 10^6$  og tre ganger ved  $\leq 10^2$ . De oppførte data representerer et verdimråde fra flere stammer, med unntak av *M. simiae*, *M. gordonae*, *M. malmoense*, og *M. chelonae* hvor data for individuelle organismer er oppgitt.

<sup>2</sup> En av tre flasker viste ingen vekst etter 42 dager; den oppgitte verdien er gjennomsnittet av to flasker.




<sup>3</sup> En organisme som ble testet viste ingen vekst i tre av tre flasker etter 42 dager.

## REFERANSELISTE

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculous mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe IC, Wilson ML, Turner JE, et al: Bact/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7), 1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## TILGJENGELIGHET

bioMérieux


Bact/ALERT® MP	100/eske	 259797
MB/Bact® Antibiotic Supplement Kit	100 tester/pk	 259760
MB/Bact® Antibiotic Supplement	5 ampuller/pk	
MB/Bact® Reconstitution Fluid	5 ampuller/pk	
Bact/ALERT® Reseal	100 enheter/boks	 259787

For teknisk støtte i USA, ta kontakt med bioMérieux kundeservice, tlf: 1-800-682-2666. Utenfor USA, ta kontakt med din lokale bioMérieux-representant.

bioMérieux, den blå logo og Bact/ALERT er varemerker som enten er i bruk, under behandling og/eller registrert og som tilhører bioMérieux SA eller et av datterselskapene.

Amphyl er et registrert varemerke som tilhører Linden Corporation.

ATCC er et registrert varemerke som tilhører American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com





## WYNIKI

Butelki hodowlane z wynikiem dodatnim lub ujemnym oznaczane są przez oprogramowanie decyzyjne zawarte w systemach detekcji mykobakterii MB/BacT lub BacT/ALERT 3D. Do chwili zasygnalizowania przez urządzenie butelek z wynikiem dodatnim lub ujemnym nie są wymagane żadne czynności.

## RAPORTY Z WYNIKAMI

Wyniki	Raport
Sygnal +/- Preparat w kierunku AFB (paleczek kwasoopornych) +	Wzrost dodatni paleczek kwasoopornych; identyfikacja w toku
Sygnal +/- Preparat w kierunku AFB (paleczek kwasoopornych) -	Brak raportu; lub próbka zanieczyszczona mikroorganizmami innymi niż mykobakterie / niemożliwe oznaczenie obecności / nieobecności paleczek kwasoopornych (AFB)

Raport zawiera wyniki występuje tylko wówczas, gdy wykonano barwienie na paleczki kwasooporne.

## KONTROLA JAKOŚCI

Każde opakowanie butelek hodowlanych BacT/ALERT MP zawiera świadectwo zgodności, oznaczające satysfakcjonujący wzrost *M. tuberculosis* ATCC 25177 oraz *M. intracellulare* ATCC 13950. Przy odbiorze nowych serii lub dostaw butelki hodowlane BacT/ALERT MP lub odczynniki mogą być poddane kontroli jakości. Odpowiednie organizmy do przeprowadzenia kontroli jakości opisane są w dokumencie CLSI/NCCLS M22-A3. Należy postępować zgodnie z procedurą przygotowania i posiewu butelek:

- Dodać 0,5 ml rozpuszczonego preparatu MB/BacT Antibiotic Supplement do każdej z butelek hodowlanych BacT/ALERT MP przeznaczonych do przetestowania.
- Do wybranych butelek posiać po 0,5 ml szczepów kontrolnych, rozcieńczonych do 10<sup>4</sup> CFU/ml w jałowym roztworze soli fizjologicznej lub jałowym bulionie Middlebrook 7H9 bez suplementu (z zatwierdzonej serii)
- Po uzyskaniu oczekiwanych wyników używać pozostałych butelek do badania próbek klinicznych. W przypadku niezyskania spodziewanych wyników, skontaktować się z Działem Obsługi Klienta bioMérieux.

## Urządzenie

Do każdego urządzenia dodano zestaw standardów odbijania światła BacT/ALERT dla celów kontroli jakości oraz kalibracji. Wszystkie procedury kontroli jakości powinny wchodzić w skład normalnych czynności konserwacyjnych systemu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BacT/ALERT.

## OGRANICZENIA TESTU

Wielu zmiennych związanych z badaniem posiewów w kierunku mykobakterii nie można w praktyce kontrolować tak, aby mieć całkowitą pewność, że otrzymane wyniki zależą wyłącznie od prawidłowego lub nieprawidłowego działania danego podłoża hodowlanego albo systemu detekcji.

- Hodowle zakładane dla uzyskania pierwotnego rozpoznania, po włączeniu leczenia, przeciwbakteryjnego mogą dawać wyniki ujemne.
- Wzrost mykobakterii w butelkach BacT/ALERT MP zależy od jakości pobranej próbki, liczby hodowanych mikroorganizmów w objętości próbki oraz sposobu przygotowania próbki. Przestrzeganie instrukcji proceduralnych jest niezmiernie istotne dla optymalnego wzrostu mykobakterii.
- Liczba mikroorganizmów jest często niewielka. Zwykle zaleca się pobieranie próbek przez trzy kolejne dni.
- Nieprawidłowe przygotowanie/dekontaminacja lub opóźnienia w transporcie próbek mogą powodować nadmierny wzrost bakterii, co może prowadzić do zanieczyszczenia hodowli bulionowej. Nawet gdy w próbce po przygotowaniu obecna jest tylko jedna zdolna do życia komórka bakteryjna, całe podłoże hodowlane może ulec zanieczyszczeniu.
- Można spotkać powodujące skażenie mikroorganizmy odporne na antybiotyki zawarte w suplementie antybiotykowym MB/BacT.
- Ocena morfologii i zabarwienia kolonii powinna być przeprowadzana wyłącznie na podłożach stałych.
- Butelki hodowlane BacT/ALERT MP z wynikiem dodatnim mogą zawierać jeden lub więcej gatunków mykobakterii oraz/lub gatunków innych niż mykobakterie. W mieszanych hodowlach bulionowych mykobakterii mikroorganizm o wolniejszym tempie wzrostu może zostać wyparty z hodowli na skutek konkurencji ze strony mikroorganizmu szybciej rosnącego lub hodowla może zostać wyrzucona po wykryciu mikroorganizmu rosnącego szybciej. Identyfikacja obecności mykobakterii wymaga wykonania przesiewu oraz dodatkowych procedur identyfikacji mikroorganizmów. Nie ustalono dotąd zgodności morfologii mikroskopowej w butelkach hodowlanych BacT/ALERT MP.
- Zanieczyszczenie mykobakteriami saprofitycznymi w wodzie wodociągowej lub innych odczynnikach laboratoryjnych czy urządzeniach może być przyczyną wyników „klinicznie” fałszywie dodatnich (wzrost mykobakterii nie w próbce klinicznej).
- Zaleca się dekontaminację przy użyciu metody z N-acetylo-L-cysteiną oraz wodorotlenkiem sodu. Inne metody odkażania nie były badane w połączeniu z podłożem hodowlanym BacT/ALERT MP. Środki odkażające o działaniu trwałym mogą wpływać szkodliwie na mykobakterie.
- Mykobakterie mogą różnić się kwasoopornością w zależności od szczepu, wieku hodowli oraz innych zmiennych. Ze wszystkich butelek BacT/ALERT MP z dodatnim sygnałem lub wyglądających na mętne należy wykonać posiewy, zarówno na podłoża wybiercze dla mykobakterii, jak i niewybiórcze. Gatunki inne niż mykobakterie mogą stłumić wzrost mykobakterii. Takie butelki hodowlane należy odkażać i ponownie wykonać posiew.
- Butelki hodowlane BacT/ALERT MP inkubowane są w temp. 35°C z wyłączeniem mykobakterii wymagających do wzrostu innych temperatur inkubacji (np. *M. marinum*, *M. ulcerans* i *M. haemophilum*). Wzrost takich mikroorganizmów wymaga zastosowania dodatkowych metod hodowli. Organizmy o szczególnych wymaganiach (np. *M. haemophilum*) mogą nie zostać wyhodowane w butelkach BacT/ALERT MP, nawet gdy są inkubowane w odpowiedniej temperaturze. W badaniach analitycznych otrzymano następujące izolaty: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. goodii* oraz *M. xenopi*. Możliwość wykrycia w butelkach BacT/ALERT MP innych, rzadziej występujących izolatów nie jest znana.
- Trudno jest wykonać przy użyciu bezpiecznych igieł i strzykawek posiewu rozdrobnionych próbek tkanek do butelek hodowlanych BacT/ALERT MP. Aby posiew był prawidłowy, próbki tkankowe muszą być dostatecznie rozdrobnione, w celu uzyskania właściwego inkulum w butelkach BacT/ALERT MP. Dodatkowo, korzystne może być użycie bezpiecznych igieł o szerszym świetle, lub zdjęcie zdejmowalnego zamknięcia, dodanie w sposób jałowy rozdrobnionej próbki i nałożenie zamknięcia Reseal na butelkę hodowlaną BacT/ALERT MP. Jeśli podejrzewa się kontaminację próbek rozdrobnionych tkanek, należy je odkażać i poddać obróbce przed dodaniem do butelek BacT/ALERT MP. Zapewni to uzyskanie maksymalnego wzrostu mykobakterii, które mogą znajdować się w próbce.
- Przedłużona inkubacja lub dodatek preparatu Mycobactin J mogą być konieczne w przypadku podejrzenia obecności *M. malmoense* lub *M. genavense*. Drobnoustroje z gatunków *M. malmoense* i *M. genavense* wymagają przedłużonej inkubacji przez czas przekraczający normalne okresy stosowane przez wiele laboratoriów w USA<sup>2</sup>.
- Suplement antybiotykowy, pomimo że jest niezbędny w badaniu większości próbek, może hamować wzrost niektórych mykobakterii.
- Wskaźnik wyników fałszywie ujemnych w badaniach klinicznych prowadzonych przez firmę bioMérieux wynosił 0,2%.

## CHARAKTERYSTYKA TESTU

Wykonywano badania posiewów przy użyciu następujących mikroorganizmów w stężeniach ≤ 10<sup>6</sup> CFU/butelkę oraz ≤ 10<sup>2</sup> CFU/butelkę.

Mikroorganizm	Posiew (CFU/butelkę)	Czas do wykrycia (dni) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (Plastikowa)
<b>Kompleks TB</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	5,6 – 10,3
	≤ 10 <sup>4</sup>	13,7 – 18,8
	≤ 10 <sup>6</sup>	7,1 – 7,9
<i>M. bovis</i> (2 szczepy)	≤ 10 <sup>2</sup>	14,4 – 17,4
<b>Fotochromogenne (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	7,4 – 8,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	4,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	8,9
<b>Skotochromogenne (Runyoun II)</b>		
<i>M. goodii</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	14,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	10,3 – 13,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	12,6 – 23,3
	≤ 10 <sup>2</sup>	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Niechromogenne (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	4,2 – 6,8
	≤ 10 <sup>2</sup>	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	5,6 – 7,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	15,4
	≤ 10 <sup>2</sup>	21,9
<b>Szybkorosnące (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	≤ 10 <sup>6</sup>	2,2
	≤ 10 <sup>2</sup>	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 szczepy)	≤ 10 <sup>6</sup>	3,5 – 4,1
	≤ 10 <sup>2</sup>	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Każdy mikroorganizm badano z zastosowaniem preparatu MB/BacT Antibiotic Supplement. Badanie wykonywano dla pojedynczych butelek przy ≤ 10<sup>6</sup> oraz trzykrotnie przy ≤ 10<sup>2</sup>. Wymienione dane reprezentują zakres wartości dla wielu szczepów oprócz *M. simiae*, *M. goodii*, *M. malmoense* i *M. chelonae*, gdzie podano wartości dla poszczególnych drobnoustrojów.

<sup>2</sup> Jedna z trzech butelek wykazywała brak wzrostu po 42 dniach; wartość podana jest średnią dla dwóch butelek.

<sup>3</sup> Jeden mikroorganizm nie wykazywał wzrostu w trzech z trzech butelek po 42 dniach.

## PIŚMIENNICTWO

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO)/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuselis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7), 1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## ASORTYMENT

### bioMérieux

BacT/ALERT<sup>®</sup> MP Opakowanie po 100 sztuk  259797

MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit Zestaw po 100 testów  259760

MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Zestaw po 5 fiolek

MB/BacT<sup>®</sup> Reconstitution Fluid Zestaw po 5 fiolek

BacT/ALERT<sup>®</sup> Reseal Pudełko po 100 sztuk  259787

W celu uzyskania pomocy technicznej w USA, należy kontaktować się z biurem obsługi klienta bioMérieux pod numerem 1-800-682-2666. Poza USA kontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem bioMérieux.

bioMérieux, niebieskie logo oraz BacT/ALERT są używanymi, zgłoszonymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy bioMérieux SA lub jednej z jej filii.

Amphyl jest zarejestrowanym znakiem handlowym Linden Corporation.

ATCC jest zarejestrowanym znakiem towarowym American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.bioMérieux.com

©BIO-MÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

Lipiec 2008



## RESULTADOS

Os frascos de cultura positivos ou negativos são determinados pelo software de tomada de decisão contido nos Sistemas de Detecção de Micobactérias MB/BacT ou BacT/ALERT 3D. Não é necessária qualquer medida até o aparelho assinalar os frascos de cultura positivos ou negativos.

### Apresentação do relatório dos resultados

Resultados	Relatório
Sinal +/esfregaço BAAR +	Positivo para BAAR; identificação pendente
Sinal +/esfregaço BAAR –	Sem relatório; ou a amostra está contaminada com microrganismos não micobacterianos; impossível determinar a presença/ausência de BAAR

Apresentar em relatório os resultados preliminares apenas depois de ser realizada uma coloração ácido-álcool-resistente.

## CONTROLO DE QUALIDADE

Cada caixa de frascos de cultura BacT/ALERT MP inclui um Certificado de Conformidade indicando um desempenho de crescimento satisfatório de *M. tuberculosis* ATCC 25177 and *M. intracellulare* ATCC 13950. Após a recepção, os novos lotes ou carregamentos de frascos de cultura de BacT/ALERT MP ou reagentes podem ser testados para controlo de qualidade. Consulte o procedimento M22-A3 do CLSI/NCCLS quanto aos microrganismos de controlo de qualidade apropriados. Seguir o procedimento de preparação e inoculação do frasco:

- Adicionar 0,5 ml de suplemento de antibiótico rehidratado MB/BacT a cada frasco de cultura BacT/ALERT MP necessário para o teste.
- Inocular os frascos representativos com 0,5 ml dos microrganismos de controlo, diluídos até 10<sup>4</sup> UFC/ml, em soro fisiológico estéril ou em meio líquido não suplementado Middlebrook 7H9 (lote aprovado) estéril.
- Depois de obter os resultados antecipados, utilizar os restantes frascos para testar as amostras clínicas. Se não forem obtidos os resultados esperados, contactar a Assistência a Clientes da bioMérieux.

### Aparelho

É fornecida uma embalagem de Reflectância Padrão BacT/ALERT com cada aparelho para os procedimentos de CQ e de Calibração. O controlo de qualidade deve fazer parte da manutenção normal do sistema. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do sistema BacT/ALERT.

## LIMITAÇÕES DO TESTE

Muitas variáveis envolvidas em testes micobacterianos não podem, sob o ponto de vista prático, ser controladas de forma a fornecer uma total confiança de que os resultados obtidos se devam apenas ao comportamento funcional correcto ou incorrecto de qualquer meio de cultura ou sistema de detecção.

- As culturas obtidas para um diagnóstico primário após a iniciação da terapia antimicrobiana podem produzir resultados negativos.
- A recuperação das micobactérias nos frascos BacT/ALERT MP depende da qualidade da amostra recolhida, do número de microrganismos passíveis de crescer em cultura existentes no volume da amostra e do método de processamento. O cumprimento das instruções dos procedimentos é crítico para que haja uma recuperação ótima das micobactérias.
- Os microrganismos são, muitas vezes, em número reduzido. É geralmente recomendada a colheita de amostras durante três dias consecutivos.
- O processamento/descontaminação inadequados ou atrasos no transporte das amostras pode resultar num sobre-crescimento de bactérias, as quais podem contaminar a cultura em meio líquido. Todo o meio de cultura poderá ficar contaminado nem que seja pela presença de apenas uma bactéria viável na amostra após o processamento.
- Podem ser detectados contaminantes resistentes aos antibióticos contidos no suplemento de antibiótico MB/BacT.
- A morfologia e a pigmentação da colónia devem apenas ser determinadas em meios sólidos.
- Os frascos de cultura BacT/ALERT MP com um sinal positivo podem conter uma ou mais espécies de micobactérias e/ou outras espécies não micobacterianas. Nas culturas de micobactérias mistas em meio líquido, as micobactérias de crescimento mais lento podem ser ultrapassadas pelas de crescimento mais rápido ou a cultura pode ser eliminada mais cedo, após ser descoberta a micobactéria de crescimento mais rápido. A identificação das micobactérias presentes exige a realização de uma repicagem e de outros procedimentos adicionais para identificação dos microrganismos presentes. A consistência da morfologia microscópica nos frascos de cultura BacT/ALERT MP ainda não foi estabelecida.
- A contaminação por micobactérias saprófitas na água da torneira ou outros reagentes e equipamento de laboratório pode provocar resultados "clínicamente" falsos positivos (recuperação de micobactérias que não estão na amostra clínica).
- É recomendada a descontaminação com o método de N-acetil-L-cisteína-hidróxido de sódio. Não foram testados outros métodos de descontaminação em conjunto com o meio de cultura BacT/ALERT MP. Os reagentes descontaminantes digestivos podem ter efeitos nocivos sobre as micobactérias.
- As micobactérias podem variar na ácido-álcool-resistência dependendo da estirpe, tempo da cultura e de outras variáveis. Todos os frascos com um sinal positivo BacT/ALERT MP ou que se apresentem turvos devem ser repicados para meios micobacterianos selectivos e não selectivos. As espécies não micobacterianas podem ultrapassar as micobactérias presentes. Estes frascos de cultura devem ser descontaminados e colocados novamente em cultura.
- Os frascos de cultura BacT/ALERT MP são incubados a 35° C, excluindo o isolamento das micobactérias que requerem outras temperaturas de incubação (por exemplo, *M. marinum*, *M. ulcerans* e *M. haemophilum*). A recuperação desses microrganismos requer métodos de cultura adicionais. Os microrganismos com requisitos de crescimento especiais (por exemplo, *M. haemophilum*) podem não ser isolados em frascos BacT/ALERT MP quando incubados à temperatura apropriada. Os isolados que se seguem foram recuperados em estudos analíticos: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. goodiae* e *M. xenopi*. Desconhece-se a capacidade dos frascos BacT/ALERT MP recuperarem outros isolados pouco comuns.
- As amostras de tecido moído são difíceis de inocular nos frascos de cultura BacT/ALERT MP com agulhas de segurança e seringas. Para assegurar uma inoculação adequada, as amostras de tecido devem ser submetidas a uma moagem suficientemente fina para permitir uma inoculação adequada do material nos frascos BacT/ALERT MP. Além disso, pode ser vantajoso utilizar agulhas de segurança mais longas ou retirar a tampa de protecção amovível, adicionar assepticamente a amostra moída e aplicar um vedante no frasco de cultura BacT/ALERT MP. Caso se suspeite de contaminação das amostras de tecido moído, deve proceder-se à sua descontaminação e processamento antes de as adicionar aos frascos BacT/ALERT MP. Isto irá permitir uma recuperação máxima das micobactérias que possam estar presentes.
- A incubação prolongada ou a adição de Mycobactin J pode ser necessária quando se suspeita da presença de *M. malmoense* ou *M. genavense*. As *M. malmoense* e *M. genavense* são conhecidas por exigirem um prazo de incubação mais alargado do que o normalmente empregue em muitos laboratórios dos E.U.A.<sup>2</sup>
- O suplemento de antibiótico, apesar de ser necessário para testar a maioria das amostras, pode inibir o crescimento de algumas micobactérias.
- As taxas de falsos negativos da avaliação clínica da bioMérieux foram de 0,2 %.

## CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO FUNCIONAL DO TESTE

Foram realizados estudos comparativos de culturas inoculadas utilizando os seguintes microrganismos em níveis  $\leq 10^6$  UFC/frasco e  $\leq 10^2$  UFC/frasco.

Microrganismo	Inóculo (UFC/frasco)	Tempo até à detecção (dias) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (Plástico)
<b>Complexo TB</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	5,6 – 10,3 13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	7,1 – 7,8 14,4 – 17,4
<b>Fotocromogéneos (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	7,4 – 8,8 13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	4,1 8,9
<b>Escotocromogéneos (Runyoun II)</b>		
<i>M. goodiae</i>	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	14,1 23,7
<i>M. xenopi</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	10,3 – 13,8 19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	12,6 – 23,3 20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Não-cromogéneos (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	4,2 – 6,8 10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	5,6 – 7,1 10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	15,4 21,9
<b>De crescimento rápido (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	2,2 4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$ $\leq 10^2$	3,5 – 4,1 3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Cada microrganismo foi testado com suplemento de antibiótico MB/BacT. Os testes foram realizados para frascos simples a  $\leq 10^6$  e em triplicado a  $\leq 10^2$ . Os dados indicados representam um intervalo de valores de estirpes múltiplas, excepto para *M. simiae*, *M. goodiae*, *M. malmoense* e *M. chelonae*, onde são indicados os dados para o microrganismo individual.

<sup>2</sup> Um de três frascos não apresentou qualquer crescimento após 42 dias; o valor fornecido é a média de dois frascos.



<sup>3</sup> Um microrganismo testado não apresentou qualquer crescimento para três de três frascos após 42 dias.

## BIBLIOGRAFIA

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7), 1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## APRESENTAÇÃO

### bioMérieux

BacT/ALERT <sup>®</sup> MP	100/caixa	 259797
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit	100 testes/kit	 259760
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement	5 frascos/kit	
MB/BacT <sup>®</sup> Reconstitution Fluid	5 frascos/kit	

BacT/ALERT <sup>®</sup> Reseal	100 unidades/embalagem	 259787
--------------------------------	------------------------	--

Para obter assistência técnica nos EUA, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da bioMérieux, através do telefone 1-800-682-2666. Fora dos EUA, contacte o representante local da bioMérieux.

A bioMérieux, o logótipo azul e BacT/ALERT são marcas comerciais utilizadas, depositadas e/ou registadas, propriedade exclusiva da bioMérieux SA ou de uma das suas filiais.

Amphyl é uma marca comercial registada da Linden Corporation.

ATCC é uma marca comercial registada da American Type Culture Collection.

 bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008

Julho de 2008



## RESULTADOS

Os frascos de cultura positivos ou negativos são determinados pelo software de tomada de decisão contido nos Sistemas de Detecção de Micobactérias MB/BacT ou BacT/ALERT 3D. Nenhuma ação é necessária até o aparelho sinalizar os frascos de cultura com negativos ou positivos.

### Relatório dos resultados

Resultados	Relatório
Sinal +, Esfregão AFB +	AFB positivo; identificação pendente
Sinal +, Esfregão AFB –	Sem relato; ou amostra contaminada com organismos não micobacterianos; impossível determinar presença/ausência de AFB

Informe os resultados preliminares somente após a realização de coloração ácido-resistente.

## CONTROLE DE QUALIDADE

Um Certificado de Conformidade acompanha cada caixa de frascos de cultura BacT/ALERT MP, indicando desempenho de crescimento de *M. tuberculosis* ATCC 25177 e *M. intracellulare* ATCC 13950 satisfatório. Após o recebimento, novos lotes ou remessas de frascos de cultura BacT/ALERT MB ou reagentes podem ser testados para controle de qualidade. Consulte o CLSI/NCCLS M22-A3 para obter informações sobre os organismos de Controle de Qualidade apropriados. Siga o procedimento de preparo e inoculação do frasco:

- Adicione 0,5 ml de MB/BacT Antibiotic Supplement reidratado a cada frasco de cultura BacT/ALERT MP necessário para o teste.
- Inocule frascos representativos com 0,5 ml de organismos de controle, diluídos a 10<sup>4</sup> UFC/ml em caldo Middlebrook 7H9 estéril ou em solução salina fisiológica e não enriquecida (lote aprovado).
- Após a obtenção dos resultados esperados, use os frascos restantes para testar amostras clínicas. Se não obtiver resultados esperados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da bioMérieux.

### Aparelho

Um kit de padrão de refletância BacT/ALERT acompanha cada instrumento para os procedimentos de controle de qualidade e calibração. O controle de qualidade deve fazer parte da manutenção normal do sistema. Consulte o Manual do Usuário do BacT/ALERT para obter mais informações.

## LIMITAÇÕES DO TESTE

Na prática, muitas das variáveis envolvidas no teste micobacteriano não podem ser controladas para garantir que os resultados obtidos sejam devidos exclusivamente ao desempenho adequado ou inadequado de qualquer meio de cultura ou sistema de detecção.

- Culturas obtidas para diagnóstico primário após o início de terapia antimicrobiana podem produzir resultados negativos.
- A recuperação de micobactérias em frascos de BacT/ALERT MP depende da qualidade da amostra coletada, do número de organismos "culturáveis" por volume de amostra e do método de processamento. Seguir as instruções do procedimento é fundamental para uma recuperação ideal de micobactérias.
- O número de organismos normalmente é pequeno. Geralmente, recomenda-se a coleta de amostras por três dias consecutivos.
- Um processamento/descontaminação inapropriado ou atrasos no transporte das amostras podem resultar em crescimento excessivo de bactérias, o que, por sua vez, pode resultar em cultura de um caldo contaminado. Todo o meio de cultura pode ser contaminado se, após o processamento, houver uma bactéria viável presente na amostra.
- Podem-se encontrar contaminantes resistentes a antibióticos no MB/BacT Antibiotic Supplement.
- A morfologia e a pigmentação das colônias devem ser determinadas apenas em meio sólido.
- Os frascos de cultura BacT/ALERT MP com sinal positivo podem conter uma ou mais espécies de micobactéria e/ou outras espécies não micobacterianas. Em culturas de micobactérias mistas em caldo, uma cultura de crescimento rápido pode excluir por competição a cultura de crescimento lento, ou a cultura pode ser descartada prematuramente, logo após a detecção de organismos de crescimento rápido. A identificação da micobactéria presente requer a execução de subcultura e procedimentos adicionais para identificar os organismos presentes. Não se estabeleceu a uniformidade da morfologia microscópica em frascos de cultura BacT/ALERT MP.
- A contaminação com micobactéria saprofítica por meio de água da torneira ou outros reagentes de laboratório e equipamentos pode provocar resultados "clínicamente" falso positivos (recuperação de micobactérias não encontradas em amostras clínicas).
- Recomenda-se o método de descontaminação por N-acetil-L-cisteína-Hidróxido de sódio. Outros métodos de descontaminação ainda não foram testados em conjunto com o meio de cultura BacT/ALERT MP. Reagentes descontaminantes e digestivos podem ter efeitos prejudiciais sobre as micobactérias.
- Dependendo da esteira, da idade da cultura e de outras variáveis, o grau de resistência a ácido das micobactérias pode variar. Todos os frascos de BacT/ALERT MP com sinal positivo ou com aparência turva devem ser subculturados, tanto em meio seletivo como em meio não seletivo para micobactérias. As espécies não micobacterianas podem crescer mais do que as micobactérias presentes. Esses frascos de cultura devem ser descontaminados e usados novamente para cultura.
- Os frascos de cultura BacT/ALERT MP são incubados a 35°C, o que impede a recuperação de micobactérias que requirem outras temperaturas de incubação (p.ex., *M. marinum*, *M. ulcerans* e *M. haemophilum*). A recuperação de tais organismos requer métodos de cultura adicionais. Organismos com necessidades de crescimento especiais (p.ex., *M. haemophilum*) talvez não se recuperem em frascos de BacT/ALERT MP quando incubados em temperatura apropriada. Os seguintes isolados foram recuperados em estudos analíticos: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. gordonae* e *M. xenopi*. A capacidade de recuperação dos frascos BacT/ALERT MP para outros isolados incomuns é desconhecida.
- As amostras de tecidos triturados são difíceis de inocular em frascos de cultura BacT/ALERT MP com agulhas e seringas de segurança. Para assegurar uma inoculação apropriada, as amostras de tecidos devem ser trituradas o suficiente para permitir a inoculação adequada do material nos frascos BacT/ALERT MP. Além disso, pode ser vantajoso usar agulhas de segurança com calibre maior ou retirar a tampa removível, adicionar assepticamente a amostra moída e aplicar o lacre (Reseal) ao frasco de cultura BacT/ALERT MP. Se houver suspeita de contaminação das amostras de tecido triturado, descontamine-as e processe-as antes da adição aos frascos BacT/ALERT MP. Isso permitirá recuperação máxima das micobactérias que possam estar presentes.
- Pode ser preciso incubação prolongada ou adição de Mycobactin J quando houver suspeita da presença de *M. malmoense* ou *M. genavense*. Essas bactérias são conhecidas por precisarem de incubação prolongada além dos esquemas normais empregados em muitos laboratórios dos EUA.<sup>2</sup>
- O suplemento antibiótico, embora necessário para testar a maioria das espécies, pode inibir o crescimento de algumas micobactérias.
- As taxas de falso negativo na avaliação clínica da bioMérieux foram de 0,2%.

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE

Foram realizados estudos de inoculação usando os seguintes organismos em níveis  $\leq 10^6$  UFC/frasco e  $\leq 10^2$  UFC/frasco.

Microorganismo	Inóculo (UFC/frasco)	Intervalo de tempo até a detecção (dias) <sup>1</sup>	
		BacT/ALERT MP	Plástico
<b>Complexo TB</b>			
<i>M. tuberculosis</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3	
	$\leq 10^2$	13,7 – 18,8	
<i>M. bovis</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8	
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4	
<b>Fotocromógenos (Runyoun I)</b>			
<i>M. kansasii</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8	
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0	
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1	
	$\leq 10^2$	8,9	
<b>Escotocromógenos (Runyoun II)</b>			
<i>M. gordonae</i>	$\leq 10^6$	14,1	
	$\leq 10^2$	23,7	
<i>M. xenopi</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8	
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>	
<i>M. scrofulaceum</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3	
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>	
<b>Não-cromógenos (Runyoun III)</b>			
<i>M. avium</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8	
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9	
<i>M. intracellulare</i> (4 estirpes)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1	
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2	
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4	
	$\leq 10^2$	21,9	
<b>Crescimento rápido (Runyoun IV)</b>			
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2	
	$\leq 10^2$	4,1	
<i>M. fortuitum</i> (2 estirpes)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1	
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9	

<sup>1</sup> Cada organismo foi testado com MB/BacT Antibiotic Supplement. O teste foi realizado com frascos simples a  $\leq 10^6$  e em triplicata a  $\leq 10^2$ . Os dados listados representam a variação dos valores de estirpes múltiplas, exceto para *M. simiae*, *M. gordonae*, *M. malmoense* e *M. chelonae*, onde os dados para cada organismo individual são fornecidos.

<sup>2</sup> Um em cada três frascos não apresentou crescimento após 42 dias; o valor atribuído corresponde à média de dois frascos.

<sup>3</sup> Após 42 dias, um organismo testado não apresentou crescimento em três dos três frascos testados.

## BIBLIOGRAFIA

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## DISPONIBILIDADE

### bioMérieux

BacT/ALERT<sup>®</sup> MP 100/caixa REF 259797

MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit 100 testes/kit REF 259760

MB/BacT<sup>®</sup> Antibiotic Supplement 5 ampolas/kit

MB/BacT<sup>®</sup> Reconstitution Fluid 5 ampolas/kit

BacT/ALERT<sup>®</sup> Reseal 100 unidades/caixa REF 259787

Para obter assistência técnica nos EUA, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da bioMérieux, no número 1-800-682-2666. Em outros países, entre em contato com um representante regional da bioMérieux.

bioMérieux, o logotipo azul e BacT/ALERT são marcas comerciais usadas, pendentes e/ou registradas da bioMérieux SA ou de uma de suas subsidiárias.

Amphyl é uma marca registrada da Linden Corporation.

ATCC é uma marca registrada da American Type Culture Collection.

Atendimento ao Consumidor Tel. 0800-26 48 48

Fabricado por: bioMérieux, Inc., Durham, North Carolina, EUA

Distribuído por bioMérieux Brasil S/A

Estrada do Mapuá, 491 – Jacarepaguá

CEP 22710-261 Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 03.040.635/0001-71

bioMérieux, Inc.  
Durham, North Carolina 27704-0969

©BIOMÉRIEUX 2000, 2003, 2007, 2008



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomerieux.com

Julho de 2008



## KVALITETSKONTROLL

Ett intyg om uppfyllande av gällande krav medföljer varje förpackning med BacT/ALERT MP-odlingsflaskor och indikerar fullgod prestanda avseende växt av *M. tuberculosis* ATCC 25177 och *M. intracellulare* ATCC 13950. Efter mottagandet kan nya partier eller leveranser av BacT/ALERT MP-odlingsflaskor eller reagenser kvalitetskontrolltestas. Se CLSI/NCCLS M22-A3 för relevanta organismer för kvalitetskontroll. Följ proceduren Beredning och inokulering av flaskor:

- Tillsätt 0,5 ml rehydrerat MB/BacT antibiotikasupplement till varje BacT/ALERT MP-odlingsflaska som ska användas för testning.
- Inokulera representativa flaskor med 0,5 ml av kontrollorganismerna, utspädda till 10<sup>4</sup> CFU/ml i steril, fysiologisk koksaltlösning eller steril Middlebrook 7H9-buljong utan supplement (godkänt parti).
- Efter att förväntade resultat erhållits kan resterande flaskor användas för analys av kliniska prover. Om förväntade resultat inte erhållits kontaktar du bioMérieux Customer Service.

## Instrument

Ett BacT/ALERT-reflekteringsstandardkit medföljer varje instrument för kvalitetskontroll- och kalibreringsprocedurer. All kvalitetskontroll bör ingå som en del i det normala systemunderhållet. Se BacT/ALERT Användarhandbok för ytterligare information.

## ANALYSENS BEGRÄNSNINGAR

Det är många variabler vid test för mykobakterier som inte praktiskt kan kontrolleras för att totalt säkerställa att erhållna resultat uteslutande beror på korrekt respektive felaktig funktion i ett odlingsmedium eller detektionssystemet.

- Odlingar som tagits för primär diagnos efter insatt antimikrobiell behandling kan ge negativa resultat.
- Påvisning av mykobakterier i BacT/ALERT MP-flaskorna är beroende av kvaliteten hos det tagna provet, antalet odlingsbara organismer i provolyfmen och hur provet hanteras. För optimala möjligheter till påvisning av mykobakterier är det mycket viktigt att proceduranvisningarna följs.
- Det är ofta endast få organismer i provet. I allmänhet rekommenderas att prover tas under tre dagar i följd.
- Felaktig behandling/dekontaminering eller försenad transport av proverna kan resultera i överväxt av bakterier och kontaminerad buljongodling. En enda kvarvarande livskraftig bakterie efter behandling är nog för att hela odlingsmediet ska bli kontaminerat.
- Föroreningar som är resistenta mot de antibiotika som ingår i MB/BacT antibiotikasupplement kan påträffas.
- Kolonimorfologi och pigmentering ska endast fastställas på fasta medier.
- BacT/ALERT MP-odlingsflaskor som signaleras som positiva kan innehålla en eller flera mykobakteriearter och/eller andra icke-mykobakteriearter. I blandad växt av mykobakterier i buljong kan en långsamt växande art utkonkurreras av en snabbt växande, eller så kan odlingen ha kasserats så snart den snabbväxande arten detekterades. För identifiering av förekommande mykobakterier krävs utodling och ytterligare förfaranden för att identifiera närvarande organismer. Överensstämmelse vad gäller mikroskopisk morfologi i BacT/ALERT MP-odlingsflaskor har ej fastställts.
- Kontaminering med saprofytiska mykobakterier i ledningsvattnet eller i andra laboratoriereagenser och -utrustning kan ge upphov till "kliniskt" falskt positiva resultat (påvisning av mykobakterier som ej fanns i det kliniska provet).
- Dekontaminering med N-acetyl-L-cystein-natriumhydroxid rekommenderas. Andra metoder för dekontaminering har inte testats tillsammans med BacT/ALERT MP-odlingsmedium. Dekontaminerande reagenser med digererande effekt kan ha skadlig inverkan på mykobakterier.
- Mykobakteriers syrafasthet kan variera med stam, odlings ålder och andra variabler. Alla flaskor med positiv BacT/ALERT MP-signal eller som verkar grumliga ska utodlas på för mykobakterier både selektiva och oselektiva odlingsmedier. Icke-mykobakteriearter kan ge överväxt över de mykobakterier som finns närvarande. Sådana odlingsflaskor ska dekontamineras och odlas om.
- BacT/ALERT MP-odlingsflaskor inkuberas vid 35 °C vilket utesluter påvisning av mykobakterier som kräver andra inkuberings temperaturer (t.ex. *M. marinum*, *M. ulcerans* och *M. haemophilum*). Påvisning av sådana organismer kräver andra odlingsmetoder. Organismer med speciella växtkrav (t.ex. *M. haemophilum*) kan inte påvisas i BacT/ALERT MP-flaskor när dessa inkuberas vid rätt temperatur. Följande isolat har påvisats vid analytiska tester: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium-intracellulare*, *M. malmoense*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. scrofulaceum*, *M. gordanae* och *M. xenopi*. BacT/ALERT MP-flaskornas förmåga att påvisa andra ovanliga isolat är inte känd.
- Söndermalda vävnadsprover är svåra att inokulera i BacT/ALERT MP-odlingsflaskor med användning av sprutor och kanyler med säkerhetsskydd. För att säkerställa adekvat inokulering måste vävnadsprover finmalas tillräckligt för att adekvat inokulering av materialet ska kunna ske i BacT/ALERT MP-flaskan. Det kan också vara fördelaktigt att använda kanyler av grövre kaliber med kanylskydd, eller att ta av den avtagbara förslutningen och aseptiskt tillsätta det malda vävnadsprovet och därefter sätta på en Reseal-försegling på BacT/ALERT MP-odlingsflaskan. Om kontaminering av söndermalda vävnadsprover misstänks ska de dekontamineras och behandlas innan de tillsätts till BacT/ALERT MP-flaskor. På detta sätt optimeras möjligheten till påvisning av de mykobakterier som kan finnas närvarande.
- Förlängd inkubering eller tillsats av Mycobactin J kan krävas vid misstanke om *M. malmoense* eller *M. genavense*. *M. malmoense* och *M. genavense* kända för att kräva längre inkubering än de tidsperioder som normalt används av många laboratorier i USA.<sup>2</sup>
- Antibiotikasupplementet, som är nödvändigt för test av de flesta prover, kan hämma växten av vissa mykobakterier.
- Falskt negativa resultat från bioMérieux kliniska bedömning var 0,2 %.

## ANALYSENS PRESTANDA

Inokulationsstudier har utförts med användning av följande organismer vid nivåer på  $\leq 10^6$  CFU/flaska och  $\leq 10^2$  CFU/flaska.

Mikroorganism	Inokulat (CFU/flaska)	Detektionstid (dagar) <sup>1</sup> BacT/ALERT MP (plast)
<b>TB-komplex</b>		
<i>M. tuberculosis</i> (4 stammar)	$\leq 10^6$	5,6 – 10,3
	$\leq 10^4$	13,7 – 18,8
<i>M. bovis</i> (2 stammar)	$\leq 10^6$	7,1 – 7,8
	$\leq 10^2$	14,4 – 17,4
<b>Fotokromogena (Runyoun I)</b>		
<i>M. kansasii</i> (2 stammar)	$\leq 10^6$	7,4 – 8,8
	$\leq 10^2$	13,1 – 15,0
<i>M. simiae</i>	$\leq 10^6$	4,1
	$\leq 10^2$	8,9
<b>Scotokromogena (Runyoun II)</b>		
<i>M. gordanae</i>	$\leq 10^6$	14,1
	$\leq 10^2$	23,7
<i>M. xenopi</i> (2 stammar)	$\leq 10^6$	10,3 – 13,8
	$\leq 10^2$	19,9 – 25,9 <sup>2</sup>
<i>M. scrofulaceum</i> (2 stammar)	$\leq 10^6$	12,6 – 23,3
	$\leq 10^2$	20,7 – NG <sup>3</sup>
<b>Icke-kromogena (Runyoun III)</b>		
<i>M. avium</i> (4 stammar)	$\leq 10^6$	4,2 – 6,8
	$\leq 10^2$	10,2 – 15,9
<i>M. intracellulare</i> (4 stammar)	$\leq 10^6$	5,6 – 7,1
	$\leq 10^2$	10,8 – 16,2
<i>M. malmoense</i>	$\leq 10^6$	15,4
	$\leq 10^2$	21,9
<b>Snabbväxande (Runyoun IV)</b>		
<i>M. chelonae</i>	$\leq 10^6$	2,2
	$\leq 10^2$	4,1
<i>M. fortuitum</i> (2 stammar)	$\leq 10^6$	3,5 – 4,1
	$\leq 10^2$	3,9 – 8,9

<sup>1</sup> Varje organism testades med MB/BacT antibiotikasupplement. Testning utfördes för enstaka flaskor vid  $\leq 10^6$  och i triplikat vid  $\leq 10^2$ . Redovisade data utgörs av värdeområden från multipla stammar, utom för *M. simiae*, *M. gordanae*, *M. malmoense* och *M. chelonae* där data för en individuell organism anges.

<sup>2</sup> En av tre flaskor visade ingen växt efter 42 dagar; det angivna värdet är medelvärdet av två flaskor.

<sup>3</sup> En testad organism visade ingen växt i tre av tre flaskor efter 42 dagar.

## REFERENSER

- Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007. Geneva, World Health Organization (WHO/HTM/TB/2007.376).
- Metchock BG, Nolte FS, and Wallace RJ, Jr.: Mycobacterium, in Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 7. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1999, pp 399-437.
- National Center for Health Statistics. Health, United States, 2007. With Chartbook on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD: 2007.
- Eisenstadt J, Hall GS, Gibson SM, et al: Mycobacterium tuberculosis and other nontuberculosis mycobacteria, in Mahon CR, Manuvelis G Jr (eds): *Textbook of Diagnostic Microbiology*. Philadelphia, PA, Saunders, 1995, pp 635-676.
- Roberts GD, Koneman EW, Kim YK: Mycobacterium in Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, et al (eds): *Manual of Clinical Microbiology*, ed 5. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1991, pp 304-339.
- Essential components of a tuberculosis program: recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. *MMWR* 1995;44 (No. RR-11):13.
- Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et al: The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J Clin Micro* 31(4): 767-770, 1993.
- Thorpe TC, Wilson ML, Turner JE, et al: BacT/Alert: an automated colorimetric microbial detection system. *J Clin Micro* 1990;28(7):1608-1612.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition. US Government Printing Office. Washington: Feb 2007.
- Della-Latta P (ed): Mycobacteriology and Antimycobacterial Susceptibility Testing, in Isenberg HD (ed). *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol 2. Washington, DC, ASM Press; 2004 sect 7.

## BESTÄLLNINGSPERIOD

bioMérieux		
BacT/ALERT <sup>®</sup> MP	100/flåda	<a href="#">REF</a> 259797
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement Kit	100 tester/kit	<a href="#">REF</a> 259760
MB/BacT <sup>®</sup> Antibiotic Supplement	5 ampuller/kit	
MB/BacT <sup>®</sup> Reconstitution Fluid	5 ampuller/kit	
BacT/ALERT <sup>®</sup> Reseal	100 enheter/kartong	<a href="#">REF</a> 259787

För teknisk assistans i USA, kontakta bioMérieux Customer Service på 1-800-682-2666. Utanför USA, kontakta lokal representant för bioMérieux.

bioMérieux, den blå logotypen och BacT/ALERT är patentsökta och/eller registrerade varumärken som tillhör och används av bioMérieux SA eller något av dess dotterbolag.

Amphyl är ett registrerat varumärke som tillhör Linden Corporation.

ATCC är ett registrerat varumärke som tillhör American Type Culture Collection.

bioMérieux, Inc.  
Box 15969  
Durham, North Carolina 27704-0969














©BIOMÉRIEUX 2000, 2004, 2007, 2008



bioMérieux, S.A.  
69280 Marcy-l'Étoile France  
www.biomérieux.com

Juli 2008



	<p>EN Consult Instructions for Use  DA Se brugsanvisning  DE Gebrauchsanweisung beachten  EL Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης  ES Consulte las instrucciones de uso  FR Consulter les instructions d'utilisation  IT Consultare le istruzioni per l'uso  NO Se bruksanvisningen  PL Sprawdź w instrukcji obsługi  PT Consulte as instruções de utilização  ptBR Consulte as instruções de uso  SV Se handhavandebeskrivningen</p>	 <p>EN Use by  DA Holdbar til  DE Verwendbar bis  EL Ημερομηνία λήξης  ES Fecha de caducidad  FR Utiliser jusque  IT Utilizzare entro  NO Brukes før  PL Użyć przed  PT Prazo de validade  ptBR Usar até  SV Använd före</p>
	<p>EN Temperature limitation  DA Temperaturbegrænsning  DE Temperaturbegrenzung  EL Περιορισμοί θερμοκρασίας  ES Límite de temperatura  FR Limites de température  IT Limiti di temperatura  NO Temperaturbegrænsning  PL Przestrzegać zakresu temperatury  PT Limites de temperatura  ptBR Limitação de temperatura  SV Temperaturbegränsning</p>	 <p>EN Manufacturer  DA Producent  DE Hersteller  EL Κατασκευαστής  ES Fabricante  FR Fabricant  IT Fabbriante  NO Produsent  PL Producent  PT Fabricante  ptBR Fabricante  SV Tillverkare</p>
	<p>EN In Vitro Diagnostic Medical Device  DA Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik  DE In Vitro Diagnostikum  EL In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν  ES Producto sanitario para diagnóstico in vitro  FR Dispositif médical de diagnostic in vitro  IT Dispositivo medico-diagnostico in vitro  NO In Vitro-Diagnostisk medisinsk utstyr  PL Wyrób do diagnostyki In Vitro  PT Dispositivo médico para diagnóstico in vitro  ptBR Dispositivo médico de diagnóstico in vitro  SV Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik</p>	 <p>EN Catalog number  DA Katalognummer  DE Bestellnummer  EL Αριθμός καταλόγου  ES Número de catálogo  FR Référence du catalogue  IT Numero di catalogo  NO Katalognummer  PL Numer katalogowy  PT Referência de catálogo  ptBR Número de catálogo  SV Artikelnummer</p>
	<p>EN Batch code  DA Lotnummer  DE Chargenbezeichnung  EL Αριθμός Παρτίδας  ES Código de lote  FR Code du lot  IT Codice del lotto  NO Batchkode  PL Kod partii  PT Código do lote  ptBR Código do lote  SV Lotnummer</p>	 <p>EN Sterile  DA Sterilt  DE Steril  EL Αποστειρωμένο  ES Estéril  FR Stérile  IT Sterile  NO Steril  PL Jałowe  PT Estéril  ptBR Esterilizado  SV Sterilt</p>
	<p>EN Contains sufficient for &lt;n&gt; tests  DA Indeholder tilstrækkeligt til &lt;n&gt; test  DE Inhalt ausreichend für &lt;n&gt; Prüfungen  EL Περιεχόμενο επαρκές για &lt;n&gt; εξετάσεις  ES Contenido suficiente para &lt;n&gt; ensayos  FR Contenu suffisant pour &lt;n&gt; tests  IT Contenuto sufficiente per &lt;n&gt; saggi  NO Inneholder tilstrekkelig til &lt;n&gt; tester  PL Wystarczy na wykonanie &lt;n&gt; testów  PT Conteúdo suficiente para &lt;n&gt; ensaios  ptBR Conteúdo suficiente para &lt;n&gt; testes  SV Råcker till &lt;n&gt; antal tester</p>	 <p>EN Do not reuse  DA Må ikke genbruges  DE Nicht zur Wiederverwendung  EL Μην κάνετε επαναληπτική χρήση  ES No reutilizar  FR Ne pas réutiliser  IT Non riutilizzare  NO Må ikke gjenbrukes  PL Nie używać powtórnie  PT Não reutilizar  ptBR Não reutilize  SV Återanvänd ej</p>
	<p>EN Fragile, handle with care  DA Forsigtig, kan gå i stykker  DE Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln  EL Ευθραυστο, να χρησιμοποιείται με προσοχή  ES Frágil, manipular con precaución  FR Fragile, manipuler avec précaution  IT Fragile, maneggiare con cura  NO Lettknuselig, må behandles med forsiktighet  PL Ostrożnie, kruch  PT Frágil, manusear com cuidado  ptBR Frágil, manusear com cuidado  SV Ömtåligt, hantera med försiktighet</p>	 <p>EN Authorized representative in the European Community  DA Repræsentant i det Europæiske Fællesskab  DE Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft  EL Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα  ES Representante autorizado en la Comunidad Europea  FR Mandataire dans la Communauté européenne  IT Mandatario nella Comunità Europea  NO Autorisert representant i Europeiske Felleskap  PL Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej  PT Representante Autorizado na Comunidade Europeia  ptBR Representante autorizado na Comunidade Europeia  SV Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen</p>
	<p>EN Caution, consult accompanying documents  DA Forsigtig, se brugsanvisning  DE Achtung: Begleitdokumente beachten  EL Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα  ES Atención, consultar documentos adjuntos  FR Attention, voir notice d'instructions  IT Attenzione: vedere le istruzioni per l'uso  NO Advarsel, les vedlagt dokumentasjon  PL Uwaga, zapoznaj się z instrukcją stosowania  PT Atenção, consultar a documentação incluída  ptBR Atenção, consultar os documentos em anexo  SV Se upp! Läs medföljande dokumentation</p>	